



MAJOR AF COMP

AESTHETICS FACETS













LOWER ANTERIORS



WFA POSTERIORIORS



WFA Posteriors facets

The new MAJOR AF COMP tooth follows the mounting philosophy according to Prof. Albert Gerber, the palatal cusp of the upper 5th, 6th and 7th tooth occludes in the respective fossa of the lower 5th, 6th and 7th tooth; in the 4th tooth this occlusion is reversed, the vestibular cusp of the lower tooth occludes in the fossa of the upper 4th tooth. The term **WFA (Wide Functional Area)** indicates the type of occlusion done during the mastication, when not only one point of contact is affected but a large functional area of around 2 mm. The occlusal tables respect the concept mortar and pestle. The wide fossa allows a large spectrum of occlusal contacts without interferences. **MAJOR AF COMP** teeth have such an high precision to reduce to the minimum any possible selective grinding made by the operator.

DE - WFA Backenzahnfacetten

Die neuen MAJOR AF COMP Backenzähne folgen der Aufstellphilosophie von Professor Albert Gerber. Der palatinale Höcker des 5., 6. und 7. OK Zahnes okkludiert in der respektiven Fossa des 5., 6. und 7. UK Zahnes. Im 4. ist die Okklusion umgedreht. Der vestibuläre Höcker des UK Zahnes okkludiert in der Fossa des 4. OK Zahnes. **WFA** zeigt den Typ während der Kaubewegung ausgeführten Okklusion an. Es ist nicht nur ein Kontaktpunkt sondern eine Zone von ca. 2 mm. Die Kauflächen sind nach dem Prinzip des Mörsers und Pistill ausgelegt. Die weite Fossa erlaubt weite Kontaktpunktmöglichkeiten ohne Indifferenzen. Aufgrund der hohen Präzision von MAJOR AF COMP reduziert sich ein Einschleifen auf ein Minimum.

FR - WFA Facettes postérieures

Les nouvelles dents MAJOR AF COMP suivent la philosophie de montage selon le Prof. Albert Gerber, le cuspide palatin du 5°, 6° e 7° supérieur s'engrène dans le sillon respectif du 5° 6° et 7° inférieur; dans la 4° cette occlusion est inversée, le cuspide vestibulaire inférieur s'engrène dans le sillon du 4° supérieur. Le terme **WFA (Wide Functional Area)** indique le type d'occlusion effectuée durant la mastication, il n'y a pas qu'un seul point de contact qui est concerné, mais une vaste zone fonctionnelle d'une largeur d'environ 2 mm. Les surfaces occlusales respectent le concept de mortier et pilon. L'important sillon ainsi conçu permet un large éventail de contacts occlusaux sans interférences. Les dents MAJOR AF COMP ont une précision telle, que le meulage sélectif est réduit au minimum.

ES - WFA Faceta posteriores

El nuevo diente MAJOR AF COMP sigue la filosofía de montaje según el Profesor Albert Gerber, la cúspide palatina del 5°, 6° y 7° superior ocluye en la respectiva fosa del 5°, 6° y 7° inferior; en el 4° esta occlusión es invertida, la cúspide vestibular del inferior ocluye en la fosa del 4° superior. El término **WFA (Wide Functional Area)** indica el tipo de oclusión efectuada durante la masticación, no hay un solo punto de contacto interesado, sino que hay una amplia zona funcional de alrededor de 2 mm. La superficie oclusal respeta el concepto de mortero y pestillo. La amplia fosa así concebida permite un amplio contacto oclusal sin interferencias. Los dientes MAJOR AF COMP tienen una precisión tal, que dejan un mínimo y eventual talado selectivo por parte del operador.

IT - WFA Faccette posteriori

Il nuovo dente MAJOR AF COMP segue la filosofia di montaggio secondo il Prof. Albert Gerber, la cuspidale palatina del 5°, 6° e 7° superiore oclude nella rispettiva fossa del 5° 6° e 7° inferiore; nel 4° questa occlusione è invertita, la cuspidale vestibolare dell'inferiore oclude nella fossa del 4° superiore. Il termine **WFA (Wide Functional Area)** indica il tipo di occlusione effettuata durante la masticazione, non è un solo punto di contatto ad essere interessato ma un'ampia zona funzionale di circa 2 mm. I tavolati occlusali rispettano il concetto di mortaio e pestello. L'ampia fossa così concepita permette un ampio spettro di contatti occlusali senza interferenze. I denti MAJOR AF COMP hanno una precisione tale da rendere minimo un eventuale molaggio selettivo da parte dell'operatore.



UPPER ANTERIORS

Anteriors moulds

The anterior teeth include 10 upper and 4 lower moulds, developed according to the most modern aesthetical standards. Available in:

- 10 upper shapes in three different sizes:
 - S (small) - M (medium) - B (large)
- 4 lower shapes L

DE - Frontzahnformen

Die Frontzahnfacetten-Formen 10 OK und 4 UK Formen, entwickelt nach den Anforderungen der modernsten Standards für Ästhetik.

Verfügbar in drei unterschiedlichen Größen:

- OK: S (small-klein) - M (medium-mittel) - B (large-gross)
- UK: L 4 verschiedene Grössen

FR - Formes antérieures

Les dents antérieures comprennent 10 formes supérieures et 4 inférieures développées selon les standards esthétiques les plus modernes.

Elles sont disponibles en:

- 10 formes supérieures subdivisées en trois grandeurs:
 - S (small) - M (medium) - B (large).
- 4 formes inférieures L

ES - Formas anteriores

Los dientes anteriores comprenden 10 formas superiores y 4 inferiores creadas según los estándares estéticos los mas modernos.

Están disponibles en:

- 10 formas superiores divididas en tres tamaños diferentes:
 - S (pequeño) - M (mediano) - B (grande).
- 4 formas inferiores L

IT - Forme anteriori




I denti anteriori comprendono 10 forme superiori e 4 inferiori sviluppate in accordo con i più moderni standards estetici. Sono disponibili in:

- 10 forme superiori suddivise in tre misure diverse: S (small) - M (medium) - B (large)
- 4 forme inferiori L




SHADES - FARBSKALA - TEINTIER - GUIA DE COLORES - GAMMA COLORI

A1	B3
A2	B4
A3	C2
A3,5	C3
A4	D2
B2	D3




SMALL



MEDIUM



LARGE





PRODUCTS RANGE

MAJOR AF COMP

FABRIKATIONSPROGRAMM KOMPOSIT
 GAMME DES PRODUITS COMPOSITES
 GAMA DE PRODUCTOS EN COMPOSITE
 GAMMA PRODOTTI COMPOSITO



MAJOR AF COMP METAL PRIMER

Sale format - Verpackungseinheit -
 Conditionnement - Envase - Confezione:
 5ML + 1 BRUSH

Code - Code - Code - Codigo - Codice:
 B6151



MAJOR AF COMP BONDOPAQUER

Colors - Farben - Couleurs - Colores -
 Colori: OC-PINK

Sale format - Verpackungseinheit -
 Conditionnement - Envase - Confezione:
 3 G

Code - Code - Code - Codigo - Codice:
 B6152



MAJOR AF COMP DUAL CEM

Colors - Farben - Couleurs - Colores -
 Colori: DC-L / DC-M / DC-D

Sale format - Verpackungseinheit -
 Conditionnement - Envase - Confezione:
 8 G + 8 TIPS

Code - Code - Code - Codigo - Codice:
 B6141-L / B6141-M / B6141-D



MAJOR AF COMP GENGIVE FLOW

Colors - Farben - Couleurs - Colores -
 Colori: GF-PINK L / GF-PINK M / GF-PINK D

Sale format - Verpackungseinheit -
 Conditionnement - Envase - Confezione:
 3 G + 10 TIPS

Code - Code - Code - Codigo - Codice:
 B6164-FL / B6164-FM / B6164-FD



MAJOR AF COMP GENGIVE PASTE

Colors - Farben - Couleurs - Colores -
 Colori: GP-PINK L / GP-PINK M / GP-PINK D

Sale format - Verpackungseinheit -
 Conditionnement - Envase - Confezione:
 5 G

Code - Code - Code - Codigo - Codice:
 B6164-PL / B6164-PM / B6164-PD



MAJOR AF COMP PASTE OPAQUER

Colors - Farben - Couleurs - Colores -
 Colori: OL / OM / OD

Sale format - Verpackungseinheit -
 Conditionnement - Envase - Confezione:
 3 G

Code - Code - Code - Codigo - Codice:
 B6121-L / B6121-M / B6121-D



MAJOR AF COMP DENTINE FLOW

Colors - Farben - Couleurs - Colores -
 Colori: A1 / A2-B2 / A3 / A3,5 /
 A4 / B3-B4 / C2-C3 / D2-D3

Sale format - Verpackungseinheit -
 Conditionnement - Envase - Confezione:
 3 G + 10 TIPS

Code - Code - Code - Codigo - Codice:
 B6111-A1 / B6111-A2 / B6111-A3 /
 B6111-35 / B6111-A4 / B6111-B3 /
 B6111-C2 / B6111-D2



MAJOR AF COMP INCISAL FLOW

Colors - Farben - Couleurs - Colores -
 Colori: IF-CLEAR / IF-RED / IF-BLUE

Sale format - Verpackungseinheit -
 Conditionnement - Envase - Confezione:
 3 G + 10 TIPS

Code - Code - Code - Codigo - Codice:
 B6131-C / B6131-R / B6131-B



MAJOR AF COMP BONDING

Sale format - Verpackungseinheit -
 Conditionnement - Envase - Confezione:
 7 ML

Code - Code - Code - Codigo - Codice:
 B6153



MAJOR AF COMP MODELLING

Sale format - Verpackungseinheit -
 Conditionnement - Envase - Confezione:
 5 ML

Code - Code - Code - Codigo - Codice:
 B6154



SHADE GUIDE - FARB-TABELLE - TABELLE DES COULEURS - TABLA DE COLORES - TABELLA COLORI

PRODUCT - PRODUKT - PRODUIT - PRODUCTO - PRODOTTO	SHADES / REFERENCE - FARBENREFERENZ - COULEURS/RÉFÉRENCES - COLORES/REFERENCIAS - COLORI / REFERENZE												
MAJOR AF COMP DENTINE FLOW	A1	A2-B2	A3	A3,5	A4	B2	B3-B4	B3-B4	C2-C3	C2-C3	D2-D3	D2-D3	
MAJOR AF COMP DUAL CEM	DC-L	DC-M	DC-D										
MAJOR AF COMP PASTE OPAQUER	OL	OM	OD										
MAJOR AF COMP INCISAL FLOW	IF-CLEAR	IF-RED	IF-BLUE										
MAJOR AF COMP BONDOPAQUER	OC-PINK												
MAJOR AF COMP GENGIVE PASTE	GP-PINKL	GP-PINKM	GP-PINKD										
MAJOR AF COMP GENGIVE FLOW	GF-PINKL	GF-PINKM	GF-PINKD										

SHADES COMBINATION CHART - FARBKOMBINATIONSTABELLE - TABELLE DE COMBINAISON DES COULEURS - TABLA DE COMBINACIÓN DE LOS COLORES - TABELLA COMBINAZIONE COLORI

PRODUCTS / SHADES - PRODUKTE / FARBEN - PRODUITS / COULEURS - PRODUCTOS/COLORES - PRODOTTI / COLORI	A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	B4	C2	C3	D2	D3
MAJOR AF COMP PASTE OPAQUER	OL	OL	OM	OM	OM	OM	OM	OD	OM	OD	OL	OD
MAJOR AF COMP DUAL CEM	DC-L	DC-M	DC-M	DC-D	DC-D	DC-M	DC-D	DC-D	DC-M	DC-D	DC-M	DC-D
MAJOR AF COMP DENTINE FLOW	A1	A2-B2	A3	A3,5	A4	A2-B2	B3-B4	B3-B4	C2-C3	C2-C3	D2-D3	D2-D3



EN SYNTHETIC POLYMER TEETH FOR DENTAL PROSTHESIS

- Store in a clean, dry place away from light.
- To ensure optimum bonding to the denture base resin, grind teeth on the cervix prior to setting up, remove wax and degrease with a methyl methacrylate monomer.
- Direct the patient to adopt daily hygiene protocols, suggest him to avoid excessive brushing which could cause abrasive wear, and not to immerse in alkalis, acids or other substances that can damage acrylic materials.
- This product does not contain substances classified as hazardous conforming to Directive 67/548/EEC and subsequent amendments. Consequently, no Material Safety Data Sheet is available.
- Grinding of the teeth generates dust which is classified as "not otherwise classifiable". Do not inhale. Use appropriate protection. TLV/TWA applies.
- Dispose conforming to local law. Product and packing materials are not listed in the Hazardous Waste Inventory as per C.D. 91/689/EEC 1(4). Patient-contacted materials are at infection risk even for disposal purposes (EU Hazardous Waste Inventory No. 180103).
- Available in the following shade guides: A1-D4.

ES DIENTES DE POLIMERO SINTETICO PARA PROTESIS DENTALES

- Conservar en un lugar seco, limpio y reparado de la luz.
- Para una mejor adhesión al polímero para base de prótesis, fresar el talón de la pieza antes del montaje y desgrasar con monómero de metilmetacrilato después de la eliminación de la cera.
- Concienciar al paciente para que adopte las medidas cotidianas necesarias de higiene, para que no capille excesivamente evitando de este modo el desgaste por abrasión y para que no sumerja en álcali, ácidos y otras sustancias agresivas para los materiales acrílicos.
- Este producto no contiene sustancias peligrosas según la directiva 67/548/EEC y revisiones sucesivas. Por lo tanto, no se suministra una Ficha de Seguridad de Materiales.
- El acabado genera polvo clasificado como "no clasificables de otra manera". No inhalar; utilizar protecciones adecuadas; se aplican TLV/TWA.
- Eliminar como desechos, siguiendo siempre las leyes locales. El material y los embalajes no están detallados en el Catálogo de los Desechos Peligrosos C.D. 91/689/EEC 1(4). Después del contacto con el paciente, los materiales están sujetos a riesgo de infección incluso por lo que respecta a la eliminación (Catálogo Europeo de los Desechos Peligrosos n. 180103).
- Disponible en las guías de colores: A1-D4.

FI SYNTEETTISESTÄ POLYMEERISTÄ TEHDYT HAMPAAT HAMMASPROTEESEJA VARTEN

- Säilytettävä kuivassa, puhtaassa ja valolta suojatussa paikassa.
- Jotta proteesipohjat saataisiin kiinnittymään mahdollisimman hyvin polymeeriin, ennen asennusta ja vähän poiston jälkeen, hampaat tulee hioa ja rasva tulee poistaa metylimetakrylaattimonerilla.
- Potilasta on opetettava suorittamaan oikein hampaiden päivittäinen puhdistusohjelma, sekä häntä on varoitettava harjaamasta hampaita liian niiden liiallisen kulumisen ehkäisemiseksi, sekä varoitettava upottamasta hampaita emäkseen aineeseen, happoon tai muihin vahingoittaviin aineisiin.
- Tämä tuote ei sisällä vaarallisia tai direktiivissä 67/548/EEC tai sitä seuraavissa direktiiveissä mainittuja vaarallisia aineita. Näin ollen tuotteesta ei ole Valmistusaineiden Turvallisuusmerkkiä.
- Vuimeistelykäsittelyssä syntyy "muuten luokittelemattomia" pölyaineita. Pölyaineita ei saa päästää hengityskanaviin, on käytettävä tarkoitukseen sopivia suojuksia sekä sovelletaan TLV/TWA.
- Tuotteiden aiheuttamien jätteisiin sovelletaan paikallisia jätehuoltolakeja. Valmistusaine tai pakkaukset eivät kuulu Vaarallisten Jätteiden luettelossa C.D. 91/689/EEC 1(4) mainittuihin aineisiin. Kun aineet ovat joutuneet kosketuksiin pottain kanssa, aineet voivat aiheuttaa tartuntavaaran myös jätehuollon kannalta katsottuna (Euroopan Vaarallisten Jätteiden luettelo, n. 180103).
- Saatavissa värikskaaloissa: A1-D4.

PT DENTES DE POLÍMERO SINTÉTICO PARA PRÓTESES DENTÁRIAS

- Conservar em lugar enxuto, limpo e protegido contra a luz.
- A fim de garantir a máxima adesão ao polímero para bases de próteses, abrasar e desengordurar os dentes com monómero de metilmetacrilado, antes da montagem e depois da eliminação da cera.
- Instruir o paciente a adoptar os protocolos de higiene quotidianos e não escovar excessivamente para evitar o desgaste e não emergir em alcali, ácidos ou outras substâncias agressivas.
- Este produto não contém substâncias perigosas segundo a directiva 67/548 EEC e suas sucessivas revisões. Portanto não é necessária uma Ficha de Segurança material.
- A operação de acabamento provoca poeira de tipo "não classificáveis de outro modo". Não inalar e usar protecções apropriadas, aplicam-se TLV/TWA.
- Eliminar como refulos de acordo com as leis locais em vigor. O material e as embalagens não constam no inventário dos Refugos Perigosos C.D. 91/689/EEC 1(4). Depois do contacto com o paciente, os materiais podem apresentar riscos de infecção, incluindo na fase de eliminação (Inventário Europeu dos Refugos Perigosos n. 180103).
- Disponível nas escalas de cores: A1-D4.

DE KUNSTSTOFFZÄHNE AUS METHACRYLAT FÜR PROTHETIK

- Trocken, sauber und lichtgeschützt lagern.
- Für eine bessere Verbindung mit dem Prothesekunststoff sollten an den Zähnen Retensionen angebracht werden. Nach dem Entfernen des Wachses Zähne mit Monomer entfetten.
- Hygienehinweise: Für die tägliche Hygiene sollten die Patienten darauf hingewiesen werden, daß ein übertriebener Gebrauch der Zahnbürste zu einem Abrieb führen kann. Ein Kontakt der Prothese mit alkalischen, säurehaltigen oder anderen aggressiven Substanzen ist zu vermeiden.
- Gemäß Vorschrift 67/548/EEC und der nachfolgenden Änderungen enthält das Produkt keine gefährlichen Substanzen. Aus diesem Grund liegt kein Sicherheitsdatenblatt bezüglich des Materials bei.
- Bei der Feinbearbeitung entsteht Staub, welcher jedoch als "nicht besonders klassifizierbar" eingestuft wird. Trotzdem sollten geeignete Sicherheitsvorrichtungen benutzt werden. Verwendung von TLV/TWA. Staub nicht einatmen.
- Entsorgungshinweise: Weder das Material noch die Verpackung sind im Katalog für gefährliche Abfallstoffe C.D. 91/689/EEC 1(4) aufgelistet. Nach dem Kontakt mit Patienten besteht die Gefahr einer Infektion und muß laut Europäischem Katalog für gefährliche Abfallstoffe Nr.180103 entsorgt werden. Außerdem sind die regionalen Vorschriften zu beachten.
- In folgenden Farbabstufungen lieferbar: A1-D4.

IT DENTI IN POLIMERO SINTETICO PER PROTESI DENTALI

- Conservare in luogo asciutto, pulito e protetto dalla luce.
- Per assicurare la migliore adesione al polimero per basi di protesi, abradere i denti al colletto prima del montaggio e sgrassare con monomero di metil metacrilato dopo l'eliminazione della cera.
- Istruire il paziente ad adottare i protocolli quotidiani di igiene, a non spazzolare eccessivamente per evitare il consumo da abrasione e a non immergere in alcali, acidi o altre sostanze aggressive per materiali acrilici.
- Questo prodotto non contiene sostanze pericolose secondo la direttiva 67/548/EEC e successive revisioni. Pertanto non è fornita una Scheda di Sicurezza Materiali.
- La finitura genera polveri classificate come "non altrimenti classificabili". Non inalare; impiegare protezioni appropriate; si applicano TLV/TWA.
- Smaltire come rifiuti sempre seguendo le leggi locali. Il materiale e gli imballaggi non sono elencati nel Catalogo dei Rifiuti Pericolosi C.D. 91/689/EEC 1(4). Dopo il contatto con il paziente, i materiali sono a rischio di infezione anche ai fini dello smaltimento (Catalogo Europeo dei Rifiuti Pericolosi n. 180103).
- Disponibile nelle scale colori: A1-D4.

EL ΔΟΝΤΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

- Διαθηκεύστε σε χώρο στεγνό, καθαρό και σκοτεινό.
- Για την εξασφάλιση της πρόσφυσης με το ακρυλικό, τρίψτε τα δόντια και απολιμνέστε με μονομερές μεθαιθυλοακρυλικό μεθυλενίου πριν το μοντάρισμα και μετά την αποκόλληση.
- Συμβουλευτείτε τον ασθενή να υιοθετήσει τις αρχές της καθημερινής υγιεινής, να μην βουρτσίζει υπερβολικά την οδοντοστοιχία και να μην την βουτάει σε αλκάλια, άλλες διαβρωτικές ουσίες και οξέα.
- Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ουσίες επικίνδυνες σύμφωνα με την οδηγία 67/548 EEC. Κατά συνέπεια δεν διέπεται Δελτίο ασφαλείας Υλικού.
- Τα τροχίλιμα δόντια παράγουν σκόνη που προσδιορίσθηκαν ως "όχι διαφορετικά ταξινομήσιμες". Μη εισπνεύετε. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστασία. Εφαρμόζονται οι κανόνες TLV/TWA.
- Καταστρέψτε τα υπολείμματα του προϊόντος σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Το προϊόν και η συσκευασία του δεν περιέχονται στην κατάσταση Επικίνδυνων απορριμμάτων C.D. 91/689/EEC 1(4). Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης αν το προϊόν έχει έρθει σε επαφή με ασθενή και είναι υποχρεωτική η καταστροφή του σύμφωνα με την οδηγία (ευρωπαϊκή καταγραφή των επικίνδυνων υλικών) N. 180103).
- Διατίθεται στα χρωματολόγια: A1-D4.

SV TÄNDER AV SYNTETISK POLYMER FÖR TANDPROTESER

- Bör förvaras på torr, ren och ljusskyddad plats.
- För att garantera en maximal adhesion av polymeren för protesbaser skall tänderna slipas och avfettas med monomeren metylmetakrylat. Detta skall göras innan de monteras och efter att vaxet avlägsnats.
- Upplys patienten om de dagliga rutiner som avser hygien. Patienten skall också informeras om att för mycket borstade sliter på tänderna samt att protesen inte skall läggas i alkaliska, sura eller andra aggressiva vätskor.
- Denna produkt innehåller inga farliga ämnen och är i enlighet med direktiv 67/548 EEC och efterföljande. Det förekommer således inget Säkerhetsdatablad.
- Vid polering uppstår damm som definieras "ej på annat sätt klassificerbar". Undvik inandning och använd lämpliga skydd, TLV/TWA tillämpas.
- Avfallt skall omhändertagas enligt lokala bestämmelser. Material och förpackningar finns inte upptagna i förteckningen över Farligt Avfall C.D. 91/689/EEC 1(4). Efter att materialet har kommit i kontakt med patienten förekommer infektionsrisk, även efter att materialet omhändertagits. (Europeisk Förteckning över Farligt Avfall n. 180103).
- Finns disponibel i färgskalorna: A1-D4.

FR DENTS EN POLYMERES SYNTHETIQUE POUR PROTHESES

- A conserver dans un endroit sec, propre et à l'abri de la lumière.
- Pour garantir l'adhésion de la résine de base, meuler les dents au collet avant montage et dégraisser à l'aide de monomère de méthylméthacrylate après élimination de la cire.
- Conseiller au patient d'adopter des règles d'hygiène quotidiennes, de ne pas brosser exagérément afin d'éviter l'usure due à l'abrasion et de ne pas plonger l'appareil dans des solutions alcalines, acides ou autres substance agressives pour les matériaux acryliques.
- Ce produit ne contient aucune substance dangereuse aux termes de la directive 67/548/EEC et révisions suivantes. De ce fait, aucune fiche de Sécurité matériaux n'est jointe au produit.
- L'opération de finition génère des poussières classifiées comme "non autrement classifiables". Ne pas respirer, utiliser les protections appropriées; l'on applique TLV/TWA.
- Eliminer comme des déchets conformément à la législation locale. Le matériau et les emballages ne sont pas repris au catalogue des déchets dangereux C.D. 91/689/EEC 1(4). Après contact avec le patient, les matériaux sont considérés comme pouvant présenter des risques d'infection, même pour ce qui est de leur élimination (catalogue européen des déchets dangereux n° 180103).
- Disponible en teintiers: A1-D4.

DK TÆNDER AF SYNTETISK POLYMER TIL PROTESER

- Skal opbevares på et tørt, rent sted og ikke udsættes for sollys.
- Proteserunderlagene klæber bedst fast til polymeren, hvis man sliber tænderne og affædter med methylmethacrylmonomer før påmontering og efter voksjerning.
- Informér patienten om anvendelse af de daglige hygiejneprotokoller og gør opmærksom på, at slid kun undgås ved ikke at børste for meget og undlade dypning i syreholdige alkaliske stoffer eller andre stærke midler.
- Dette produkt indeholder ikke farlige stoffer i henhold til direktiv 67/548 EØF og følgende. Derfor findes der ikke et Materialesikkerhedskort.
- Overfladebehandlingen fremkalder støvpartikler, der betegnes som "ikke på anden vis klassificerbare". Undgå indånding, anvend passende beskyttelsesmidler, TLV/TWA kan benyttes.
- Bortskaffelse som affald i overensstemmelse med lokal lovgivning. Materialet og emballagen er ikke opgivet på listen over farligt affald. C.D. 91/689/EEC 1(4). Efter kontakt med patienten er materialerne udsat for infektionsfare, også hvad angår bortskaffelse (Europæisk Liste over Farligt Affald nr. 180103).
- Findes i følgende farveskalaer: A1-D4.

NL TANDEN VAN SYNTHETISCHE POLYMEER VOOR GEBITSPROTHESEN

- Op een droge, schone en donkere plaats bewaren.
- Voor een optimale aanhechting van het polymeer aan de basis van de gebitsprothese, dient u de tanden voor de montage en na de verwijdering van de was te schuren en te ontvetten met een monomeer van methylmethacrylaat.
- Licht de patiënt goed voor over de dagelijkse reiniging. Niet overmatig borstelen om voortijdige slijtage te voorkomen. Niet onderdempelen in alkaliën, zuren of andere agressieve middelen.
- Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen en is conform richtlijn 67/548/EEC en de daaropvolgende richtlijnen. Daarom wordt geen veiligheidschema met betrekking tot materialen meegeleverd.
- Bij de afwerking komen stoffen vrij die gedefinieerd kunnen worden als "niet anders te classificeren". Niet inhaleren en passende bescherming gebruiken. Hier zijn de TLV/TWA-normen van toepassing.
- Als afval afvoeren volgens de plaatselijk geldende wetten. De materialen en de verpakkingen zijn niet opgenomen in de lijst van Gevaarlijke Afvalstoffen behorende bij C.D. 91/689/EEC, artikel 1, lid 4. De materialen kunnen infecties veroorzaken bij de patiënt. Houd hiermee ook rekening bij het afvoeren van de materialen (Europese Lijst van Gevaarlijke Afvalstoffen nr. 180103).
- Verkrijgbaar in de volgende kleurenskala's: A1-D4.

SALE FORMAT - VEKAUFSFORMAT - CONDITIONNEMENT - SE SUMINISTRA EN - FORMATO DI VENDITA			
A1 D4	T6111	MAJOR AF COMP Anterior Set	x6
A1 D4	T6112	MAJOR AF COMP Posterior Set	x4



MAJOR Prodotti Dentari S.p.A.
Via Einaudi 23 - 10024 - Moncalieri (To) - Italy
Tel +39 011 6400211 - Fax +39 011 6402325
info@majordental.com

www.majordental.com

