

MAJOR PLUS / COMP

**WFA**

WIDE FUNCTIONAL AREA

MOULD CHART



MAJOR

# MAJOR PLUS \* MAJOR PLUS COMP \*\*

# WFA WIDE FUNCTIONAL AREA

The new MAJOR PLUS WFA tooth follows the mounting philosophy according to Prof. Albert Gerber, the palatal cusp of the upper 5th, 6th and 7th tooth occludes in the respective fossa of the lower 5th, 6th and 7th tooth; in the 4th tooth this occlusion is reversed, the vestibular cusp of the lower tooth occludes in the fossa of the upper 4th tooth. The term MAJOR PLUS WFA (Wide Functional Area) indicates the type of occlusion done during the mastication, when not only one point of contact is affected but a large

functional area of around 2 mm.

## OCCUSAL PROFILES

The occlusal tables respect the concept mortar and pestle. The wide fossa allows a large spectrum of occlusal contacts without interferences. MAJOR PLUS WFA teeth have such an high precision to reduce to the minimum any possible selective grinding made by the operator.

### DE Deutsch

Die neuen MAJOR PLUS WFA Backenzähne folgen der Aufstellphilosophie von Professor Albert Gerber. Der palatinale Höcker des 5., 6. und 7. OK Zahnes okkludiert in der respektiven Fossa des 5., 6. und 7. UK Zahnes. Im 4. ist die Okklusion umgedreht. Der vestibuläre Höcker des UK Zahnes okkludiert in der Fossa des 4. OK Zahnes. WFA zeigt den Typ während der Kaubewegung ausgeführten Okklusion an. Es ist nicht nur ein Kontaktpunkt sondern eine Zone von ca. 2 mm.

#### OCCUSAL PROFILES

Die Kauflächen sind nach dem Prinzip des Mörsers und Pistill ausgelegt. Die weite Fossa erlaubt weite Kontaktpunktmöglichkeiten ohne Indifferenzen. Aufgrund der hohen Präzision von MAJOR PLUS WFA reduziert sich ein Einschleifen auf ein Minimum.

### FR Français

Les nouvelles dents MAJOR PLUS WFA suivent la philosophie de montage selon le Prof. Albert Gerber, le cuspide palatin du 5°, 6° et 7° supérieur s'engrène dans le sillon respectif du 5° 6° et 7° inférieur; dans la 4° cette occlusion est inversée, le cuspide vestibulaire inférieur s'engrène dans le sillon du 4° supérieur. Le terme WFA (Wide Functional Area) indique le type d'occlusion effectuée durant la mastication, il n'y a pas qu'un seul point de contact qui est concerné, mais une vaste zone fonctionnelle d'une largeur d'environ 2 mm.

#### PROFIL OCCLUSAL

Les surfaces occlusales respectent le concept de mortier et pilon. L'important sillon ainsi conçu permet un large éventail de contacts occlusaux sans interférences. Les dents MAJOR PLUS WFA ont une précision telle, que le meulage sélectif est réduit au minimum.

### ES Español

El nuevo diente MAJOR PLUS WFA sigue la filosofía de montaje según el Profesor Albert Gerber, la cúspide palatina del 5°, 6° y 7° superior ocluye en la respectiva fosa del 5°, 6° y 7° inferior; en el 4° esta oclusión es invertida, la cúspide vestibular del inferior ocluye en la fosa del 4° superior.

El término WFA (Wide Functional Area) indica el tipo de oclusión efectuada durante la masticación, no hay un solo punto de contacto interesado, sino que hay una amplia zona funcional de alrededor de 2 mm.

#### PERFILES OCCLUSALES


La superficie oclusal respeta el concepto de mortero y pestillo. La amplia fosa así concebida permite un amplio contacto oclusal sin interferencias. Los dientes MAJOR PLUS WFA tienen una precisión tal, que dejan un mínimo y eventual talado selectivo por parte del operador.

### IT Italiano

Il nuovo dente MAJOR PLUS WFA segue la filosofia di montaggio secondo il Prof. Albert Gerber, la cúspide palatina del 5°, 6° e 7° superiore occlude nella rispettiva fossa del 5° 6° e 7° inferiore; nel 4° questa occlusione è invertita, la cúspide vestibolare dell'inferiore occlude nella fossa del 4° superiore. Il termine WFA (Wide Functional Area) indica il tipo di occlusione effettuata durante la masticazione, non è un solo punto di contatto ad essere interessato ma un'ampia zona funzionale di circa 2 mm.

#### PROFILI OCCLUSALI

I tavolati occlusali rispettano il concetto di mortaio e pestello. L'ampia fossa così concepita permette un ampio spettro di contatti occlusali senza interferenze. I denti MAJOR PLUS WFA hanno una precisione tale da rendere minimo un eventuale molaggio selettivo da parte dell'operatore.



## \* MAJOR PLUS WFA

Major Plus is a multi-layer acrylic tooth designed to comply with the higher functional and aesthetic standards of modern prosthetic technique.

Major Plus: Mehrschichtzähne aus Kunststoff Entwicklung zur Erzielung der höchsten funktionellen und ästhetischen Standards in der modernen Prothetik.

Major Plus, dents acryliques multi-couches, a été réalisée pour atteindre les standards fonctionnels et esthétiques les plus élevés de la technique prothétique moderne.

Major Plus, diente multi-capa en material acrílico, realizado para llegar a los estandar función y estético mas elevados.

Major Plus, dente acrilico multistrato, è progettato per raggiungere i più elevati standard funzionali ed estetici della tecnica protesica moderna.

## MOULDS AND SHADES

The MAJOR PLUS WFA tooth is available in the universal A1-D4 shade guide. The need to simplify and speed up the clinical and technical procedures, maintaining high quality standard, suggested the selection of three posterior moulds only: SMALL, MEDIUM, LARGE, adaptable to any of the anterior MAJOR PLUS moulds.



## WFA Posteriors

WS



WM



WL



### DE Deutsch

#### FORMEN UND FARBEN

Die MAJOR PLUS WFA sind in den Farben A1 - D4 lieferbar.

Die Formen sind

SMALL, MEDIUM, LARGE,

kombinierbar mit allen MAJOR PLUS Frontzähnen.

### FR Français

#### FORMES ET COULEURS

Les dents MAJOR PLUS WFA sont disponibles dans les teintes universelles A1-D4. Pour simplifier et rendre plus rapide les procédures cliniques et techniques tout en respectant des standards de qualité élevés, un choix limité à trois formes postérieures a été étudié :

SMALL, MEDIUM, LARGE

adaptables à toutes les formes antérieures MAJOR PLUS.

### ES Español

#### FORMAS Y COLORES

El diente MAJOR PLUS WFA está disponible en la escala de colores universales A1-D4. La necesidad de simplificar y de hacer más rápido los procedimientos clínicos y técnicos, manteniendo unas elevadas cualidades estándar, nos llevaron a sugerir una elección limitada a tres formas posteriores: Pequeña, Mediana y Grande, adaptables a todas las formas anteriores MAJOR PLUS.

### IT Italiano

#### FORME E COLORI

Il dente MAJOR PLUS WFA è disponibile nella scala colori universale A1-D4. La necessità di semplificare e rendere più rapide le procedure cliniche e tecniche, mantenendo elevato lo standard qualitativo hanno suggerito una scelta limitata a tre forme posteriori:

SMALL, MEDIUM, LARGE

adattabili a tutte le forme anteriori MAJOR PLUS.

## \*\* MAJOR PLUS COMP WFA

The MAJOR PLUS COMP WFA tooth is made of 4 resin layers (neck, dentine, incisal, glazing). Neck and dentine are in acrylic resin in order to grant the maximum possible adhesion with the denture resin and give an high elasticity of the tooth. The incisal is made of composite material to guarantee the maintenance of the vertical dimension and therefore a best endurance of the prosthesis. • MAJOR PLUS COMP WFA 4 Schichtzahn (Hals, Dentin, Schneide, Glasur). Hals und Schneide werden in Kunststoff hergestellt um eine optimale chemische Verbindung mit dem Prothesenkunststoff zu gewährleisten. Schneide und Glasur bestehen aus Komposit welches die vertikale Dimension und die Stabilität der Prothese garantiert. • Les dents MAJOR PLUS COMP WFA sont composées de 4 couches de résine superposées (collet, dentine, émail, glazing). Collet et dentine en résine acrylique pour une parfaite adhésion avec la résine rose, confère une élasticité élevée de la dent. L'émail en matériau composite garantit le maintien de la dimension verticale et ainsi une plus grande durée dans le temps de la prothèse. • El diente MAJOR PLUS WFA está compuesto por 4 capas de resina superpuesta (cuello, dentina, esmalte, glaseado). El cuello y la dentina están hechos de resina acrílica para dar la mayor adhesión posible a la resina con el paladar, y darle una elasticidad elevada al diente. El esmalte está hecho de material composite para garantizar el mantenimiento de la dimensión vertical y por tanto, una mayor duración de la prótesis en el tiempo. • Il dente MAJOR PLUS COMP WFA è composto da 4 strati di resina sovrapposti: (colletto, dentina, smalto, glasure). Colletto e dentina sono in resina acrilica per dare la maggiore adesione possibile con la resina per palati e conferire un'elevata elasticità al dente stesso. Lo smalto è in materiale composito per garantire il mantenimento della dimensione verticale e quindi la maggiore durata nel tempo della protesi.

EN

SYNTHETIC POLYMER TEETH FOR DENTAL PROTHESIS

- Store in a clean, dry place away from light.
- To ensure optimum bonding to the denture base resin, grind teeth on the cervix prior to setting up, remove wax and degrease with a methyl methacrylate monomer.
- Direct the patient to adopt daily hygiene protocols, suggest him to avoid excessive brushing which could cause abrasive wear, and not to immerse in alkalis, acids or other substances that can damage acrylic materials.
- This product does not contain substances classified as hazardous conforming to Directive 67/548/EEC and subsequent amendments. Consequently, no Material Safety Data Sheet is available.
- Grinding of the teeth generates dust which is classified as "not otherwise classifiable". Do not inhale. Use appropriate protection. TLV/TWA applies.
- Dispose conforming to local law. Product and packing materials are not listed in the Hazardous Waste Inventory as per C.D. 91/689/EEC 1(4). Patient-contacted materials are at infection risk even for disposal purposes (EU Hazardous Waste Inventory No. 180103).
- Available in the following shade guides: A1-D4.

ES

DIENTES DE POLIMERO SINTETICO PARA PROTESIS DENTALES

- Conservar en un lugar seco, limpio y reparado de la luz.
- Para una mejor adhesión al polímero para base de prótesis, fresar el talón de la pieza antes del montaje y desgrasar con monómero de metilmetacrilato después de la eliminación de la cera.
- Concienciar al paciente para que adopte las medidas cotidianas necesarias de higiene, para que no cepille excesivamente evitando de este modo el desgaste por abrasión y para que no sumerja en alcali, ácidos y otras sustancias agresivas para los materiales acrílicos.
- Este producto no contiene sustancias peligrosas según la directiva 67/548/EEC y revisiones sucesivas. Por lo tanto, no se suministra una Ficha de Seguridad Materiales.
- El acabado genera polvo clasificado como "no clasificables de otra manera". No inhalar; utilizar protecciones adecuadas; se aplican TLV/TWA.
- Eliminar como desechos, siguiendo siempre las leyes locales. El material y los embalajes no están detallados en el Catálogo de los Desechos Peligrosos C.D. 91/689/EEC 1 (4). Después del contacto con el paciente, los materiales están sujetos a riesgo de infección incluso por lo que respecta a la eliminación (Catálogo Europeo de los Desechos Peligrosos n. 180103).
- Disponible en las guías de colores: A1-D4.

FI

SYNTEETTISESTÄ POLYMEERISTÄ TEHDYT HAMPAAT HAMMASPROTEESEJA VARTEN

- Säilytettävä kuivassa, puhtaassa ja valolta suojatussa paikassa.
- Jotta proteesipohjat saataisiin kiinnittymään mahdollisimman hyvin polymeeriin, ennen asennusta ja vahan poiston jälkeen, hampaat tulee hioa ja rasva tulee poistaa metyylimetakrylaattimonomeerilla.
- Potilasta on opetettava suorittamaan oikein hampaiden päivittäinen puhdistusohjelma, sekä häntä on varoitettava harjaamasta hampaita liikaa niiden liiallisen kulumisen ehkäisemiseksi, sekä varoitettava urottamasta hampaita emäkiseen aineeseen, haappoon tai muihin vahingoittaviin aineisiin.
- Tämä tuote ei sisällä vaarallisia tai direktiivissä 67/548/EEC tai sitä seuraavissa direktiiveissä mainittuja vaarallisia aineita. Näin ollen tuotteessa ei ole Valmistusaineiden Turvallisuusmerkkiä.
- Viimeistelykäsittelyssä syntyy "muuten luokittelemattomia" pölyaineita. Pölyaineita ei saa päästää hengityskanaviin, on käytettävä tarkoitukseen sopivia suojuksia sekä sovelletaan TLV/TWA.
- Tuotteiden aiheuttamiin jätteisiin sovelletaan paikallisia jätteenkäsittelyohjeita. Valmistusaine tai pakkauskset eivät kuulu Vaarallisten Jätteiden luettelossa C.D. 91/689/EEC 1(4) mainittuihin aineisiin. Kun aineet ovat joutuneet kosketuksiin potilaan kanssa, aineet voivat aiheuttaa tartuntavaaran myös jätteenhuollon kannalta katsottuna (Euroopan Vaarallisten Jätteiden luettelo, n. 180103).
- Saatavissa väriskaaloissa: A1-D4.

PT

DENTES DE POLÍMERO SINTÉTICO PARA PRÓTESES DENTÁRIAS

- Conservar em lugar enxuto, limpo e protegido contra a luz.
- A fim de garantir a máxima adesão ao polímero para bases de próteses, abrasar e desengordurar os dentes com monômero de metil-metacrilado, antes da montagem e depois da eliminação da cera.
- Instruir o paciente a adoptar os protocolos de higiene quotidianos e não escovar excessivamente para evitar o desgaste e não emergir em alcali, ácidos ou outras substâncias agressivas.
- Este produto não contém substâncias perigosas segundo a directiva 67/548 EEC e suas sucessivas revisões. Portanto não é necessária uma Ficha de Segurança material.
- A operação de acabamento provoca poeira de tipo "não classificáveis de outro modo". Não inalar e usar protecções apropriadas, aplicam-se TLV/TWA.
- Eliminar como refugos de acordo com as leis locais em vigor. O material e as embalagens não constam no inventário dos Refugos Perigosos C.D. 91/689/EEC 1(4). Depois do contacto com o paciente, os materiais podem apresentar riscos de infecção, incluindo na fase de eliminação (Inventário Europeu dos Refugos Perigosos n. 180103).
- Disponível nas escalas de cores: A1-D4.

DE

KUNSTSTOFFZÄHNE AUS METHACRYLAT FÜR PROTHETIK

- Trocken, sauber und lichtgeschützt lagern.
- Für eine bessere Verbindung mit dem Prothesenkunststoff sollten an den Zähnen Retensionen angebracht werden. Nach dem Entfernen des Wachses Zähne mit Monomer entfetten.
- Hygienehinweise: Für die tägliche Hygiene sollten die Patienten darauf hingewiesen werden, daß ein übertriebener Gebrauch der Zahnbürste zu einem Abrieb führen kann. Ein Kontakt der Prothese mit alkalischen, säurehaltigen oder anderen aggressiven Substanzen ist zu vermeiden.
- Gemäß Vorschrift 67/548/EEC und der nachfolgenden Änderungen enthält das Produkt keine gefährlichen Substanzen. Aus diesem Grund liegt kein Sicherheitsdatenblatt bezüglich des Materials bei.
- Bei der Feinbearbeitung entsteht Staub, welcher jedoch als "nicht besonders klassifizierbar" eingestuft wird. Trotzdem sollten geeignete Sicherheitsvorrichtungen benutzt werden. Verwendung von TLV/TWA. Staub nicht einatmen.
- Entsorgungshinweise: Weder das Material noch die Verpackung sind im Katalog für gefährliche Abfallstoffe C.D. 91/689/EEC 1 (4) aufgelistet. Nach dem Kontakt mit Patienten besteht die Gefahr einer Infektion und muß laut Europäischem Katalog für gefährliche Abfallstoffe Nr.180103 entsorgt werden. Außerdem sind die regionalen Vorschriften zu beachten.
- In folgenden Farbabstufungen lieferbar: A1-D4.

IT

DENTI IN POLIMERO SINTETICO PER PROTESI DENTALI

- Conservare in luogo asciutto, pulito e protetto dalla luce.
- Per assicurare la migliore adesione al polimero per basi di protesi, abrader i denti al colpetto prima del montaggio e sgrassare con monomero di metil metacrilato dopo l'eliminazione della cera.
- Istruire il paziente ad adottare i protocolli quotidiani di igiene, a non spazzolare eccessivamente per evitare il consumo da abrasione e a non immergere in alcali, acidi o altre sostanze aggressive per materiali acrilici.
- Questo prodotto non contiene sostanze pericolose secondo la direttiva 67/548/EEC e successive revisioni. Pertanto non è fornita una Scheda di Sicurezza Materiali.
- La finitura genera polveri classificate come "non altrimenti classificabili". Non inalare; impiegare protezioni appropriate; si applicano TLV/TWA.
- Smaltire come rifiuti sempre seguendo le leggi locali. Il materiale e gli imballaggi non sono elencati nel Catalogo dei Rifiuti Pericolosi C.D. 91/689/EEC 1(4). Dopo il contatto con il paziente, i materiali sono a rischio di infezione anche ai fini dello smaltimento (Catalogo Europeo dei Rifiuti Pericolosi n. 180103).
- Disponibile nelle scale colori: A1-D4.

EL

ΔΟΝΤΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

- Διαπονήστε σε χώρο στεγνό, καθαρό και χωρίς φως.
- Για την εξασφάλιση της πρόσφυσης με το ακρυλικό, τρίψτε τα δόντια και απολυμάνετε με μονομερές μεθακρυλικού μεθυλενίου πριν το μοντλάρισμα και μετά την απολύωση.
- Συμβουλευτείτε τον ασθενή να υιοθετήσει τις αρχές της καθημερινής υγιεινής, να μην βουρτσίζει υπερβολικά την οδοντοστοιχία και να μην την βουτάει σε αλκάλια, άλλες διαβρωτικές ουσίες και οξέα.
- Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ουσιώδη κίνδυνο σύμφωνα με την οδηγία 67/548 EEC. Κατά συνέπεια δεν διετίθεται Δελτίο Ασφάλειας Υλικού.
- Τα τροχιζόμενα δόντια παράγουν σκόνη που προσδιορίσθηκαν ως "όχι διαφορετικά ταξινομήσιμες". Μην εισπνέετε. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστασία. Εφαρμόζονται οι κανόνες TLV/TWA.
- Καταστρέψτε τα υπολείμματα του προϊόντος σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Το προϊόν και η συσκευασία του δεν περιέχονται στην κατάσταση επικίνδυνων απορριμμάτων C.D. 91/689/EEC 1(4). Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης αν το προϊόν έχει έρθει σε επαφή με ασθενή και είναι υποχρεωτική η καταστροφή του σύμφωνα με την οδηγία (ευρωπαϊκή καταγραφή των επικίνδυνων υλικών) N. 180103).
- Διατίθεται στα χρωματολόγια: A1-D4.

SV

TÄNDER AV SYNTETISK POLYMER FÖR TANDPROTESER

- För att garantera en maximal adhesionsstyrka till protesbasen skall tänderna slipas och avfettas med monomeren metylmetakrylat. Detta skall göras innan de monteras och efter att växat avlägsnats.
- Upplys patienten om de dagliga rutiner som avser hygien. Patienten skall också informeras om att för mycket borstande sliter på tänderna samt att protesen inte skall läggas i alkaliska, sura eller andra aggressiva vätskor.
- Detta produkt innehåller inte ämnen som enligt direktiv 67/548/EEC och de därefter följande ändringarna förekommer således inget Säkerhetsdatablad.
- Vid polering uppstår damm som definieras "ej på annat sätt klassificerbart". Undvik inandning och använd lämpliga skydd. TLV/TWA tillämpas.
- Avfallet skall omhändertagas enligt lokala bestämmelser. Material och förpackningar finns inte upptagna i förteckningen över Farligt Avfall C.D. 91/689/EEC 1(4). Efter att materialet har kommit i kontakt med patienten förekommer infektionsrisk, även efter att materialet omhändertagits. (Europeisk Förteckning över Farligt Avfall n. 180103).
- Finns disponibel i färgskalorna: A1-D4.

FR

DENTS EN POLYMERE SYNTHETIQUE POUR PROTHESES

- A conserver dans un endroit sec, propre et à l'abri de la lumière.
- Pour garantir l'adhésion de la résine de base, meuler les dents au collet avant montage et dégraisser à l'aide de monomère de méthylméthacrylate après élimination de la cire.
- Conseiller au patient d'adopter des règles d'hygiène quotidiennes, de ne pas brosser exagérément afin d'éviter l'usure due à l'abrasion et de ne pas plonger l'appareil dans des solutions alcalines, acides ou autres substance agressives pour les matériaux acryliques.
- Ce produit ne contient aucune substance dangereuse aux termes de la directive 67/548/EEC et révisions suivantes. De ce fait, aucune fiche de Sécurité matériaux n'est jointe au produit.
- L'opération de finition génère des poussières classifiées comme "non autrement classifiables". Ne pas respirer, utiliser les protections appropriées; l'on applique TLV/TWA.
- Eliminer comme des déchets conformément à la législation locale. Le matériau et les emballages ne sont pas repris au catalogue des déchets dangereux C.D. 91/689/EEC 1 (4). Après contact avec le patient, les matériaux sont considérés comme pouvant présenter des risques d'infection, même pour ce qui est de leur élimination (catalogue européen des déchets dangereux n° 180103).
- Disponible en teintiers: A1-D4.

DK

TÆNDER AF SYNTETISK POLYMER TIL PROTESER

- Skal opbevares på et tørt, rent sted og ikke udsættes for sollys.
- Proteseunderlagene klæber bedst fast til polymeren, hvis man sliber tænderne og affedter med metyilmethacrylmonomer før påmontering og efter voks fjerning.
- Informér patienten om anvendelse af de daglige hygiejneprotokoller og gør opmærksom på, at slid kun undgås ved ikke at børste for meget og undlade dypning i syreholdige alkaliske stoffer eller andre stærke midler.
- Dette produkt indeholder ikke farlige stoffer i henhold til direktiv 67/548 EOF og følgende. Derfor findes der ikke et Materialesikkerhedskort.
- Overfladebehandlingen fremkalder støvpartikler, der betegnes som "ikke på anden vis klassificerbare". Undgå indånding, anvend passende beskyttelsesmidler, TLV/TWA kan benyttes.
- Bortskaffelse som affald i overensstemmelse med lokal lovgivning. Materialet og emballagen er ikke opgjvet på listen over farligt affald. C.D. 91/689/EEC 1(4). Efter kontakt med patienten er materialerne udsat for infektionsfare, også hvad angår bortskaffelse (Europæisk Liste over Farligt Affald nr. 180103).
- Findes i følgende farveskalaer: A1-D4.

NL

TANDEN VAN SYNTHETISCHE POLYMEER VOOR GEBITSPROTHESEN

- Op een droge, schone en donkere plaats bewaren.
- Voor een optimale aanhechting van het polymeer aan de basis van de gebitsprothese, dient u de tanden voor de montage en na de verwijdering van de was te schuren en te ontvetten met een monomeer van methyilmethacrylaat.
- Licht de patiënt goed voor over de dagelijkse reiniging. Niet overmatig borstelen om voortijdige slijtage te voorkomen. Niet onderdompelen in alkaliën, zuren of andere agressieve middelen.
- Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen en is conform richtlijn 67/548/EEC en de daaropvolgende richtlijnen. Daarom wordt geen veiligheidsdossier met betrekking tot materialen meegeleverd.
- Bij de afwerking komen stoffen vrij die gedefinieerd kunnen worden als "niet anders te classificeren". Niet inhaleren en passende bescherming gebruiken. Hier zijn de TLV/TWA-normen van toepassing.
- Als afval afvoeren volgens de plaatselijk geldende wetten. De materialen en de verpakkingen zijn niet opgenomen in de lijst van Gevaarlijke Afvalstoffen behorende bij C.D. 91/689/EEC, artikel 1, lid 4. De materialen kunnen infecties veroorzaken bij de patiënt. Houd hiermee ook rekening bij het afvoeren van de materialen (Europese Lijst van Gevaarlijke Afvalstoffen nr. 180103).
- Verkrijgbaar in de volgende kleurenschalen: A1-D4.

SALE FORMAT

A1 D4	T2062	Major Plus WFA Posteriors set	x8
A1 D4	T2052	Major Plus Comp WFA Posteriors set	x8



ISO 22112 Type 2

CE 0510

NIOM certified

MAJOR Prodotti Dentari S.p.A.  
Via Luigi Einaudi, 23 - 10024 Moncalieri - ITALY  
Tel +39 011 6400211 - Fax +39 011 6402325  
www.majordental.com - info@majordental.com