

OSTE **OX** ENON

I sostituti ossei **OX**®, una volta innestati, si allineano alla cinetica di rimodellamento fisiologico del tessuto osseo del paziente, giungendo ad essere completamente rimodellati e sostituiti da osso neofornato in tempi e modi assolutamente fisiologici.



- OX® Granuli**
- > **OX37** Granuli spongiosa
1 flacone da 0,25 gr ~ 0,5 cc
granuli da 0,5 - 1 mm
 - > **OX30** Granuli spongiosa
1 flacone da 0,5 gr ~ 1 cc
granuli da 0,5 - 1 mm
 - > **OX33** Granuli spongiosa
1 flacone da 1 gr ~ 2 cc
granuli da 2 - 3 mm
 - > **OX34** Granuli spongiosa
1 flacone da 1 gr ~ 2 cc
granuli da 2 - 4 mm
 - > **OX38** Granuli spongiosa
1 flacone da 2 gr ~ 4 cc
granuli da 0,5 - 1 mm
 - > **OX39** Granuli spongiosa
1 flacone da 2 gr ~ 4 cc
granuli da 2 - 3 mm
 - > **OX40** Granuli corticale
1 flacone da 0,5 gr ~ 1 cc
granuli da 0,5 - 1 mm
 - > **OX35** Mix cortico-spongioso
1 flacone da 0,25 gr ~ 0,5 cc
granuli da 0,5 - 1 mm
 - > **OX31** Mix cortico-spongioso
1 flacone da 0,5 gr ~ 1 cc
granuli da 0,5 - 1 mm
 - > **OX32** Mix cortico-spongioso
1 flacone da 1 gr ~ 2 cc
granuli da 0,5 - 1 mm
 - > **OX41** Mix cortico-spongioso
1 flacone da 2 gr ~ 4 cc
granuli da 0,5 - 1 mm



- XC Collagen**
- > **BCG-XC10** Xenomatrix
1 matrice collagenica 50 x 26 x 4 mm



- OX® Flex**
- > **OX01** Spongiosa
1 pz 25 x 25 x3 mm
 - > **OX02** Corticale
1 pz 25 x 25 x 2-2,5 mm



- OX® Mix gel**
- > **OX21** - 2 siringhe da 0,25 ml
 - > **OX22** - 2 siringhe da 0,50 ml
 - > **OX23** - 1 siringa da 1 ml



- OX® Membrane**
- > **BCG-XC30** Collagene
1 membrana 30 x 25 x 0,2 mm
 - > **HRT-001** Pericardio
1 membrana 30 x 25 x 0,2 mm
 - > **HRT-002** Pericardio
1 membrana 50 x 30 x 0,2 mm
 - > **HRT-003** Pericardio
2 membrana 15 x 20 x 0,2 mm
 - > **OX03** Corticale
1 membrana 25 x 25 x 0,2 mm
 - > **OX04** Corticale
1 membrana 50 x 25 x 0,2 mm



- OX® Blocchi spongiosa**
- > **OX51** - 1 pz 10 x 10 x 10 mm
 - > **OX52** - 1 pz 10 x 10 x 20 mm
 - > **OX54** - 2 pz 10 x 20 x 3 mm
 - > **OX55** - 2 pz 10 x 20 x 5 mm
 - > **OX05R** - 1 pz 15 x 30 x 5 mm



- OX® Collagene in gel**
- > **OX06** - 2 siringhe da 0,25 ml
 - > **OX07** - 2 siringhe da 0,50 ml



- OX® Angiostad DBM**
- > **OX11** Osteopromotore in gel
2 siringhe da 0,50 ml



- OX® Activagen DBM**
- > **OX14** Osteopromotore in granuli
1 flacone da 0,5 cc

Bioteck S.p.A.

Sede Amministrativa e Commerciale:

Via E. Fermi, 49 - 36057 Arcugnano (VI) - Italia - Tel. +39 0444 289366 - Fax +39 0444 285272 - info@bioteck.com - www.bioteck.com

Centro polifunzionale di Produzione, Ricerca e Sviluppo: Via Giovanni Agnelli, 3 - 10020 Riva Presso Chieri (TO) - Italia

























































































Distributore esclusivo per l'Italia:

Bioactiva s.r.l. - Tel. +39 0444 963261 - Fax +39 0444 285132 - info@osteoxenon.com - www.osteoxenon.com

tavola delle applicazioni

OSTEON®
OXENON

 = consigliato
 = alternativo/opzionale

	Granuli				Granuli in gel	Lamine	Blocchi	Membrane				Matrice Collagenica	Osteopromotori		
	OX30 OX37 OX38 Granuli spongiosa 0,5-1 mm	OX31 OX32 OX35 OX41 Granuli cortico-spongiosi 0,5-1 mm	OX33 OX34 OX39 Granuli spongiosa 2-3 mm o 2-4 mm	OX40 OMC-030 Granuli corticale a lento riassorbimento 0,5-1 mm	OX21 OX22 Mix Gel Granuli cortico-spongiosi 0,5-1 mm	OX01 Flex spongiosa 25x25x3 mm	OX02 Flex corticale 25x25x2 mm	OX51 OX52 OX54 OX55 OX05R Blocco spongiosa (varie dimensioni)	OX06 OX07 Gel di collagene 0,25 ml 0,50 ml	BCG-XC30 Membrana in collagene 30x25x0,2 mm	HRT-001 HRT-002 HRT-003 HEART Membrana in pericardio 30x25x0,2 mm 50x30x0,2 mm	OX03 OX04 Membrana corticale 25x25x0,2 mm 50x25x0,2 mm	BCG-XC10 Matrice collagenica Xenomatrix 50x26x4 mm	OX11 Angiostad 0,5 ml	OX14 Activagen 0,5ml
Difetto parodontale (di piccola entità, o di difficile accesso)															
Difetto parodontale - Difetti infraossei (1-3 pareti) - Difetti di forzazione (classe I o II)															
Difetto peri-implantare (fino a 3 spire esposte)															
Difetto peri-implantare (più di 3 spire esposte)															
Alveolo post-estrattivo (conservazione)															 OPZIONALE
Alveolo post-estrattivo (rigenerazione dei tessuti molli)															
Rialzo di seno (Misch, tradizionale)			 IN ALTERNATIVA A OX31/32							 ANCHE PER LACERAZIONI < 5 mm					 OPZIONALE
Rialzo di seno (variante a mimare la tecnica di Tulasne, o lacerazioni > 5 mm)			 IN ALTERNATIVA A OX31/32												 OPZIONALE
Rialzo di seno (Summers)		 IN ALTERNATIVA A OX21/22													
Aumento orizzontale di cresta* (onlay)	 A RIEMPIMENTO DI EVENTUALI GAP	 A RIEMPIMENTO DI EVENTUALI GAP			 A RIEMPIMENTO DI EVENTUALI GAP	 IN ALTERNATIVA A OX-51/52/54/55									 OPZIONALE
Aumento orizzontale di cresta (split crest)															
Aumento verticale di cresta e contemporaneo posizionamento implantare (tecnica a blocco)	 A RIEMPIMENTO DI EVENTUALI GAP	 A RIEMPIMENTO DI EVENTUALI GAP			 A RIEMPIMENTO DI EVENTUALI GAP										 OPZIONALE
Aumento verticale di cresta e contemporaneo posizionamento implantare (tecnica di Ludovichetti)															 OPZIONALE
Aumento verticale di cresta* (onlay, due tempi)	 A RIEMPIMENTO DI EVENTUALI GAP	 A RIEMPIMENTO DI EVENTUALI GAP			 A RIEMPIMENTO DI EVENTUALI GAP							 IN ALTERNATIVA A HRF-001			 OPZIONALE
Aumento verticale di cresta (inlay)	 A RIEMPIMENTO DI EVENTUALI GAP	 A RIEMPIMENTO DI EVENTUALI GAP			 A RIEMPIMENTO DI EVENTUALI GAP										 OPZIONALE
Preservazione volumetrica (a fini estetici)															

* 0 incremento contemporaneamente verticale ed orizzontale