


Lucidatura

Set 4652

Lucidatura compositi a 2 passaggi

Dopo la rifinitura con frese a finire in carburo di tungsteno o diamantate a grana fine si può correggere la forma e prelucidare il composito con i gommini rosa. Con il secondo passaggio dei gommini giallo chiaro si effettua una perfetta lucidatura a specchio.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 x ○ 94023M.204.030 | 1 x ○ 94024F.204.050 |
| 1 x ○ 94023F.204.030 | 1 x ○ 94025F.204.070 |
| 1 x ○ 94025M.204.070 | 1 x ○ 94026M.204.100 |
| 1 x ○ 94024M.204.050 | 1 x ○ 94026F.204.100 |



PREZZO IN PROMO
69 € + IVA
(invece di 99,9 € + IVA)

Lucidatura - ZrO₂ e Disilicato

Set 4622

Lucidatura ceramiche in 2 passaggi

Ottenere una lucidatura a specchio delle ceramiche in Biossido di Zirconio e Disilicato di Litio in soli due passaggi ora si può: con i gommini del set 4622. I gommini blu per il primo passaggio e quelli grigi per la lucidatura a specchio sono perfettamente calibrati tra loro in modo da offrire le migliori performance nel minor tempo possibile su dei materiali così difficili da lavorare. Le forme contenute nel set consentono di lucidare tutte le anatomie e sono disponibili anche separatamente.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 x ○ 94020C.204.040 | 1 x ○ 94020F.204.040 |
| 1 x ○ 94021C.204.050 | 1 x ○ 94021F.204.050 |
| 1 x ○ 94022C.204.060 | 1 x ○ 94022F.204.060 |

PREZZO IN PROMO
69 € + IVA
(invece di 108 € + IVA)



Lucidatura

Set 4669

Gommini a spirale - Lucidatura compositi

Routine per lucidatura in due passaggi: un'unica forma per tutte le superfici! Flessibile, sottile, durevole, la ruotina abrasiva raggiunge agevolmente tutte le superfici per ottenere ottime rifiniture sui compositi.

- | |
|----------------------|
| 5 x ○ 94028M.204.130 |
| 5 x ○ 94028F.204.130 |



PREZZO IN PROMO
85 € + IVA
(invece di 124,2 € + IVA)

Restauri ceramici

Set 4663

Kit PrepMarker.

Marcatura di profondità di precisione

Marcatura di profondità sicura per tutti gli ambiti della restaurativa su ceramica: faccette, corone totali o parziali, inlay. Evita il problema della sovrappreparazione, in quanto l'ispessimento del collo funge da stop: la marcatura sul gambo indica la profondità di penetrazione.

- | |
|---------------------------------|
| 2 x ○ DM05.314.009 - T = 0,5 mm |
| 2 x ○ DM15.314.009 - T = 1,5 mm |
| 2 x ○ DM10.314.009 - T = 1,0 mm |
| 2 x ○ DM20.314.009 - T = 2,0 mm |



PREZZO IN PROMO
139 € + IVA
(invece di 216 € + IVA)

Rittrattamenti endodontici

Set 4680

Endo ReStart: la via più rapida per un ritrattamento sicuro

Rimozione rapida e quanto più completa possibile del materiale presente all'interno dei canali radicolari in soli due step. Grazie alla sua punta attiva ReStart, riesce a penetrare anche all'interno di materiali molto duri e compatti con una procedura semplice e sicura. La sua flessibilità consente l'asportazione del vecchio materiale anche da canali curvi.

- | |
|-----------------------|
| 2 x ● RE10L15.204.030 |
| 4 x ● RE05L25.204.025 |



PREZZO IN PROMO
85 € + IVA
(invece di 129,6 € + IVA)

Ortodonzia

Set 4676A

Kit da studio per provvisori in resina

Strumenti per la lavorazione razionale delle mascherine ortodontiche. Per la traforatura della mascherina dal modello in gesso, per la riduzione e ritocco delle mascherine, per la lavorazione accurata dei bordi delle mascherine e per la lucidatura a specchio dei bordi delle mascherine.

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1 x ○ H219.104.023 | 1 x ● H136GSQ.104.016 |
| 1 x ○ H219B.104.014 | 1 x ● K79GSQ.104.040 |
| 1 x ○ 9486.260 + 305.080 | |
| 1 x ○ 9424.104.055 | |
| 1 x ○ 9433.104.055 | |



PREZZO IN PROMO
139 € + IVA
(invece di 209,79 € + IVA)



Primi al mondo
negli strumenti rotanti



2019

Scopri le promozioni
Komet riservate a te.

L'ECCELLENZA SI VEDE DAL SORRISO.



Vai su kometacademy.it per consultare casi clinici di odontoiatri esperti.



Komet Italia S.r.l.

Via Fabio Filzi, 2 - 20124 Milano
Tel 02 67076654 | Fax 02 67479318
info@komet.it | www.komet.it

Protesi

LD 1500A.314

Protesi preparazione verticale Scutellà

Il kit contiene gli strumenti per la riduzione periferica di tipo verticale, secondo la metodica del Dr. Fabio Scutellà. Diamantate per la separazione interprossimale, i solchi di profondità, l'abbassamento occlusale e palato-linguale, ma soprattutto le diamantate con marcatura laser per il controllo della penetrazione intrasulcolare. Queste "diamantate-sonda" permettono una lavorazione molto attenta, che non provoca lesioni all'ampiezza biologica. La rifinitura della preparazione verticale avviene con le diamantate di forma congruente a grana fine.

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1 x ○ 862.314.010 | 1 x ● 6862D.314.012 |
| 1 x ● S6881.314.012 | 1 x ● 6862D.314.016 |
| 1 x ● S6881.314.014 | 1 x ● 6863D.314.012 |
| 1 x ● 6369A.314.023 | 1 x ● 8862.314.012 |
| 1 x ● S6368.314.023 | 1 x ● 8862.314.016 |
| | 1 x ● 8863.314.012 |



PREZZO IN PROMO
149 € + IVA
(invece di 225,71 € + IVA)

Protesi

SET 4685

Digital Prosthetic Essential Kit

Protesi preparazione orizzontale e finitura

La Preparazione, la Rifinitura e la Lucidatura degli elementi dentari e dei materiali estetici realizzati tramite flusso digitale richiedono un surplus di attenzione rispetto alla corrispondente lavorazione di tipo tradizionale. L'impronta ottica deve permettere la realizzazione di manufatti impeccabili; per raggiungere questo obiettivo occorre preparare gli elementi dentali con profili leggibili senza problemi dallo scanner ottico, ma soprattutto curare moltissimo la finitura e lucidatura delle superfici. Il kit del Dr. De Vito contiene gli strumenti essenziali per ciascuna fase di lavoro (divisione orizzontale del kit) e per pressoché tutti i materiali di restauro (divisione verticale del kit). La cura delle superfici deve mirare a una planarità ideale, ottenibile con una rifinitura e lucidatura ottimale a seconda dello specifico materiale di restauro.



PREZZO IN PROMO
199 € + IVA
(invece di 310,50 € + IVA)

Faccette estetiche

Set 4388.314

Set per la preparazione delle faccette

Lavorazione delle superfici vestibolari per il restauro con faccette in ceramica. Le diamantate ad anelli 868 B permettono di ottenere solchi di profondità con spessori uniformi, rispettivamente di 0,3 e 0,4 mm. Tali solchi vengono poi livellati dalle diamantate a grana fine 8868, congruenti per forma alle diamantate ad anelli. Per le zone palatali diamantate ad oliva 379 in grana media e 8379 in grana fine. Per i ritocchi degli spazi interprossimali e dei solchi si impiegano le diamantate a grana extra fine anello giallo.

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1 x ○ 868B.314.018 | 1 x ● 852EF.314.014 |
| 1 x ○ 868B.314.020 | 1 x ● 379EF.314.023 |
| 1 x ○ 868.314.012 | 1 x ● 8868.314.012 |
| 1 x ○ 868.314.016 | 1 x ● 8868.314.016 |
| 1 x ○ 379.314.023 | 1 x ● 8379.314.023 |

PREZZO IN PROMO
89 € + IVA
(invece di 138 € + IVA)



Protesi


TD 4562.314

Per intarsi

Diamantate coniche a spalla piatta e spigolo arrotondato, provviste di marcature laser per realizzare i pavimenti e le pareti degli inlay in modo corretto e controllare in tempo reale l'altezza di asportazione nel box. Per la rifinitura le identiche forme in grana fine.

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1 x ● 6847KRD.314.016 | 1 x ● 8845KR.314.025 |
| 1 x ● 959KRD.314.018 | 1 x ● 8862.314.016 |
| 1 x ● 845KRD.314.025 | 1 x ● 8379.314.023 |
| 1 x ● 8862.314.012 | |
| 1 x ● 801.314.023 | |
| 1 x ● 8847KR.314.016 | |
| 1 x ● 8959KR.314.018 | |

PREZZO IN PROMO
69 € + IVA
(invece di 99,90 € + IVA)



Chirurgia

KIT LD 1374

Frese Ossivore Polifunzionali

Le frese in CT con taglio incrociato specifico per chirurgia, in grado di lavorare dolcemente sul dente e sull'osso.

- | |
|----------------------|
| 6 x ● H254E.314.012 |
| 6 x ● H254LE.314.012 |

PREZZO IN PROMO
185 € + IVA
(invece di 291,6 € + IVA)




Protesi

Set 4665.314

Table top: KIT di Edelhoff 4665 per Occlusion OnLay

La tendenza a preparazioni coronali sempre più conservative ha portato allo sviluppo di questo kit, composto da strumenti innovativi per la marcatura a profondità e successivo livellamento del rilievo occlusale con un unico strumento, per l'abbassamento occlusale anatomico senza spigoli vivi, per la realizzazione spalla di chiusura a spessore costante con grana media, per separazione ed infine uno strumento per raccordi vari.

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1 x ○ 855D.314.016 | 1 x ● 8370.314.030 |
| 1 x ○ 370.314.030 | 1 x ● 8370.314.035 |
| 1 x ○ 370.314.035 | 1 x ● 8849P.314.016 |
| 1 x ○ 858.314.010 | 1 x ● 8856.314.014 |
| | 1 x ● 8858.314.010 |



PREZZO IN PROMO
89 € + IVA
(invece di 137,39 € + IVA)

Chirurgia

LD 0542.000

Set di chirurgia orale Dr. Clauser e Barone per disinclusione degli ottavi

Scelta ragionata di frese per coronotomia parziale, al fine di introdurre nella fessura una leva per la successiva lussazione manuale dei frammenti, e frese per taglio di osso, radice e per il clivaggio attorno al dente da esporre.



- | |
|-----------------------|
| 2 x ○ H31LR.316.016 |
| 1 x ○ H31LR.310.016 |
| 1 x ○ H254.316.010 |
| 1 x ○ H254LE.314.012 |
| 1 x ○ H162SXL.314.014 |

PREZZO IN PROMO
99 € + IVA
(invece di 148,10 € + IVA)

Conservativa

SD 1743.204

28 H1SEM escavazione

Strumenti per l'escavazione dentinale a basso sviluppo di vibrazioni, caratterizzati da un collo non interferente.

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 4 x ● H1SEM.204.010 | 4 x ● H1SEM.204.018 |
| 4 x ● H1SEM.204.012 | 4 x ● H1SEM.204.021 |
| 4 x ● H1SEM.204.014 | 4 x ● H1SEM.204.023 |
| 4 x ● H1SEM.204.016 | |



PREZZO IN PROMO
169 € + IVA
(invece di 253,17 € + IVA)

Conservativa

4608.204

25 polybur di varie misure

25 strumenti assortiti di frese polimeriche a pallina per l'escavazione dentinale ultrasensibile. Le frese Polybur hanno una durezza in gradi Vickerts studiata appositamente per operare solo su dentina cariata. Sono indispensabili soprattutto quando si lavora in prossimità della camera pulpare, perché evitano qualsiasi sovrastrumentazione indesiderata a danno della dentina sana.

- | |
|-------------------|
| 10 x ○ P1.204.014 |
| 10 x ○ P1.204.018 |
| 05 x ○ P1.204.023 |



PREZZO IN PROMO
69 € + IVA
(invece di 100,15 € + IVA)

Assortimenti Strisce Diamantate

4 assortimenti per un totale di 12 tipologie diverse di strisce diamantate per i vari impieghi in conservativa - rifinitura compositi - e ortodonzia - stripping interprossimale.

Strisce Diamantate DS

DS25A Strisce Dia piene composte da:

- | | |
|--------------|-------|
| 5 x ● DS25 | ===== |
| 5 x ● DS25F | ===== |
| 5 x ● DS25EF | ===== |

PREZZO IN PROMO **99 € + IVA** (invece di 153,01 € + IVA)

DS37A Strisce Dia piene composte da:

- | | |
|--------------|-------|
| 5 x ● DS37 | ===== |
| 5 x ● DS37F | ===== |
| 5 x ● DS37EF | ===== |

PREZZO IN PROMO **99 € + IVA** (invece di 159,30 € + IVA)

Strisce Diamantate WS

WS25A Strisce Dia forate a nido d'ape composte da:

- | | |
|--------------|-------|
| 5 x ● WS25 | ===== |
| 5 x ● WS25F | ===== |
| 5 x ● WS25EF | ===== |

PREZZO IN PROMO **119 € + IVA** (invece di 182,98 € + IVA)

WS37A Strisce Dia forate a nido d'ape composte da:

- | | |
|--------------|-------|
| 5 x ● WS37 | ===== |
| 5 x ● WS37F | ===== |
| 5 x ● WS37EF | ===== |

PREZZO IN PROMO **119 € + IVA** (invece di 192,78 € + IVA)

