

*ATP Arredamento
Tecnico Professionale*

SmartBlox

UN CONCETTO RIVOLUZIONARIO DI ARREDAMENTO
PER LO STUDIO ODONTOIATRICO



SMART BLOX
2115
SYSTEM

- Sistema modulare per l'arredamento funzionale in odontoiatria
- Altamente personalizzabile per valorizzare il vostro lavoro
- Una soluzione di qualità, razionale e professionale

SMARTBLOX 2115 mm

Una soluzione semplice, una soluzione intelligente

Scegli questa soluzione ed avrai il primo **kit di arredamento** odontoiatrico, che ti permette di costruire la configurazione più confacente alle tue esigenze.

1

Piano universale con lavello

Deciderete al momento se disporre il lavello sul lato sinistro o destro

Lavello a dx



Lavello a sx



2

Disposizione mobili

Deciderete al momento se disporre un mobile in senso orizzontale o verticale

3

Ergonomia del mobile

Deciderete al momento che soluzione scegliere: con zoccolo, piedini, pensili





Zoccolo



Piedini



Pensile



4

Mobili con ruote

Scegliete i servomobili tradizionali, oppure quelli elettromedicali, tutto con una logica di integrazione

È la capacità di adattarsi
che *rende una specie*
la migliore nel proprio ambiente

SMART BLOX
2115
SYSTEM

La soluzione integrata *SmartBlox* offre
allo studio odontoiatrico il massimo dell'ergonomia e
della versatilità, grazie alla colonna che consente facile accesso
"ad altezza uomo" al materiale stoccato con il minimo utilizzo di spazio orizzontale.
Totale libertà di scelta grazie alla totale reversibilità, garantita dalla posizione del lavello e dalla
disposizione degli elementi che sono utilizzabili sia a destra che a sinistra.

Praticità e *Semplicità*.

Il vostro orientamento... non ci interessa



Che vogliate orientare la serie a destra o a sinistra, che desideriate avere il lavello da un lato piuttosto che dall'altro la modularità degli *SmartBlox* vi mette a disposizione qualsiasi possibilità.



180°



Elementi verticali o non elementi verticali... questo non è un problema

Anche dal punto di vista ergonomico, la scelta è vostra. Il quarto elemento può essere posizionato sopra o sottopiano.



E se un domani... tranquilli, ci abbiamo già pensato

L'eventuale aggiunta di elementi fissi o carrellati sarà sempre possibile.

Il vostro spazio prende vita

L'idea innovativa che abbiamo voluto nel nostro progetto è quella di concepire lo spazio, e quindi tutte le strutture di supporto, in modo organico e dinamico. Per noi l'arredamento, le unità di trattamento e tutti i dispositivi non devono essere un limite al potenziale di crescita dello studio ma una risorsa flessibile.



Dettagli che fanno la differenza



Tutta la qualità che serve

Maniglie e guide sono pensate per un lavoro intensivo ed ogni dettaglio costruttivo è realizzato per la massima qualità estetica e funzionale.



Facili da spostare

Maniglie in acciaio satinato di grandi dimensioni con tutto lo spazio che serve per un'impugnatura rapida ed efficace per spostare comodamente i Blox su ruote.



Ruote con freno

Le ruote sono di dimensioni generose, pensate per superare agevolmente eventuali irregolarità del pavimento o cavi "volanti".
Le ruote sono dotate di freno.



Vasca lavello a filo

Per la massima facilità e con un grande risultato estetico. La vasca in acciaio inox è realizzata a filo top, può essere installata liberamente a destra o a sinistra della configurazione scelta.



Blox verticale

Innovativo modulo verticale
posizionabile liberamente
durante l'installazione.



Lavello a filo-top destro o sinistro

Con apertura a pedale per l'accesso ai cestini
gettarifiuti per raccolta differenziata.



Al servizio del vostro modo di lavorare

Servomobile con cassetti, per riporre i vostri strumenti ed i materiali di uso più frequente, oppure carrelli elettrificati per organizzare le vostre piccole attrezzature. Tutto a portata di mano!

La combinazione per lavorare in modo perfetto


Quando si passa all'operatività lo studio si trasforma, tutto assume la corretta posizione funzionale e l'ergonomia prende il sopravvento. In questo momento al paziente viene riservata una comodità a lui sconosciuta e lo staff odontoiatrico può lavorare con la massima concentrazione sull'obiettivo.

SMART BLOX
2115
SYSTEM




Configurazione **STANDARD**

STANDARD 1




STANDARD 2






Configurazione **VERTICAL STANDARD**

VERTICAL STANDARD 1




VERTICAL STANDARD 2




Configurazione **TECH**

TECH 1




TECH 2






Configurazione VERTICAL TECH


VERTICAL TECH 1




VERTICAL TECH 2



VERTICAL TECH 3



VERTICAL TECH 4



Personalizzate la vostra ergonomia



Soluzione con zoccolo

Un elegante battiscopa per schermare visivamente la parte inferiore dei mobili.

Un ottimo compromesso tra estetica e funzionalità.



Soluzione piedini

La soluzione standard per il supporto dei mobili con piedini metallici.



Soluzione pensile

Per chi vuole il massimo accesso al di sotto dei mobili per facilitare la pulizia dei locali.



Alzatina salvagoccia



Personalizzazione cromatica delle maniglie


Solo sui blocchi servomobili






Moduli e configurazioni al servizio delle vostre esigenze operative


Mobili fissi (configurazioni standard)




M0001BOX




M0002BOX




M0003BOX



M0004BOX
1 - M0803BOX



M0005BOX
1 - M0801BOX
1 - M0803BOX



M0006BOX
1 - M0801BOX
1 - M0802BOX
1 - M0803BOX

Servomobili (configurazioni standard)




M0007BOX
1 - M0801BOX




M0008BOX
1 - M0801BOX
1 - M0803BOX



M0009BOX
1 - M0801BOX
1 - M0802BOX
1 - M0803BOX




M0010BOX




M0011BOX


Zoccoli




M0012BOX
Zoccolo



M0013BOX
Zoccolo con
elettrovalvola



M0014BOX
Struttura con piedini (RC)




M0015BOX
Ripiano tipo X5N
bordo squadrato


M0018BOX
Supporto per
soluzione pensile

M0016BOX
Vasca inox
a filo (LI)


Bacinelle per cassetti




M0800BOX
Bacinella portastrumenti bassa




M0805BOX
Bacinella porta-flaconi alta




M0801BOX
Bacinella a 8 scomparti bassa




M0806BOX
Bacinella a 6 scomparti alta




M0802BOX
Bacinella a 16 scomparti bassa




M0807BOX
Bacinella a 2 scomparti alta




M0803BOX
Bacinella a 4 scomparti bassa



M0809BOX
Bacinella a 4 scomparti alta



M0804BOX
Bacinella liscia bassa



M0810BOX
Porta-frese multiplo completo di bacinella bassa

Caratteristiche generali

Tutti i mobili, compresi gli zoccoli di chiusura, sono costruiti in lamiera elettrozincata e verniciati a polveri epossidiche, questo garantisce lunga vita e nessuna possibilità di alterazione dei lamierati.

Le maniglie sono in **metallo trattato e satinato, studiate per avere una ottima impugnatura**, di gradevole design e di ottima consistenza.

Il top superiore è in laminato e comprende il **lavello in acciaio inox inserito a filo, per garantire una miglior pulizia**.

L'alzatina salvagoccia, che può essere montata in qualsiasi momento è realizzata con un profilato in alluminio verniciato.

I cassetti misura 1 comprendono le bacinelle, gli altri cassetti possono essere allestiti con le bacinelle presenti a listino.

Colore mobili: White Art.

Lo studio Tecno-Gaz





SMART BLOX UN NUOVO MODO DI CONCEPIRE L'ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

Noi di Tecno-Gaz vi presentiamo SMART BLOX la vera novità nel mondo del mobile odontoiatrico, la prima linea di mobili che potete comporre secondo vostra esigenza. Con SMART BLOX acquistate "un sistema" e poi lo componete come ritenete più opportuno.

*CON LA PLANIMETRIA DEL TUO STUDIO
TI PROGETTEREMO LO STUDIO
CHIRURGICO SU MISURA!*



GraphoServiceParma MTGZDO095 - Rev. 00/10/2016



Strada Cavalli, 4 • 43038 Sala Baganza (PR) Italy
Tel./Ph +39 0521 8380 • Fax +39 0521 833391 • info@tecnogaz.com

Tutti i diritti sono riservati a Tecno-Gaz S.p.A. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Tecno-Gaz S.p.A., non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

