

EOS 2.0

[ COMPACT HEADLIGHT ]  
Compattezza Definizione Portabilità Design

FEATURES

Temperatura di colore: 5500 K  
Intensità luminosa: 35000 lux  
Durata: 8h alla massima luminosità  
Peso faretto: 11 g

SPOT SHAPE



ACCESSORIES



Universal clip-on  
UV 525 nm Filter



EOS 2.0S

[ HIGH POWER HEADLIGHT ]  
Intensità Luminosità Compattezza Design

FEATURES

Temperatura di colore: 5500 K  
Intensità luminosa: 38000 lux  
Durata: 8h alla massima luminosità  
Peso faretto: 13 g

SPOT SHAPE



ACCESSORIES



Universal clip-on  
UV 525 nm Filter



EOS HP

[ HIGH PERFORMANCE HEADLIGHT ]  
Intensità Ultra definizione Ricarica Wireless\* Telecomando\*

FEATURES

Temperatura di colore: 5700 K  
Intensità luminosa: 45000 lux  
Durata: 8h alla massima luminosità  
Peso faretto: 28 g

SPOT SHAPE



ACCESSORIES



Universal clip-on  
UV 525 nm Filter



\*Non previsto per tutti i mercati

BLACK EDITION

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

Univet Loupes  
Join the Italian style

Distribuito da:



QUATTROTI

QuattroTi srl

Via Maestri del Lavoro, 120 21040 Cislago (VA)  
+39 02.96 40 90 29 FAX +39 02.96 40 90 69  
info@quattroti.com - www.quattroti.com

HEADQUARTERS

Via Giovanni Prati, 87 25086 Rezzato (BS) Italy  
info@univet.it  
+39 030 2499411 fax +39 030 2499430

[loupes.univet.it](http://loupes.univet.it) - [info@univet.it](mailto:info@univet.it)



UNIVET SRL - Via Giovanni Prati, 87 25086 Rezzato (BS) Italy +39 030 2499411 fax +39 030 2499430

2300319  
Tutte le specifiche e le descrizioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso  
Tutti i diritti riservati. Testo, immagini e grafica sono soggetti a copyright e a leggi di tutela. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere copiato, distribuito o modificato per scopi commerciali senza un'autorizzazione scritta da parte di Univet s.r.l.

Loupes

20 YEARS  
UNIVET ANNIVERSARY

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

DESIGN

Design e prototipazione, lavorazione dello stampo, fresatura e finitura dei singoli componenti, costruzione e allineamento delle ottiche, fino all'applicazione delle lenti nell'occhiale.

CREATION

Materiali pregiati e nobili, finiture, componenti e accessori preziosi, la tradizione manifatturiera italiana, arricchiscono ogni modello che diventa un erede della tradizione e cultura italiana.

DETAILS

Attenzione per i dettagli, artigianalità e qualità in processi industriali affidabili, una costante innovazione anche grazie a un laboratorio interno per lo sviluppo di tecnologie, prodotti, materiali e coating.

INTEGRATION

Un carattere distintivo e immediatamente riconoscibile, esclusività, totale personalizzazione, valore, stile, per offrire il miglior comfort, la vestibilità ideale e una perfetta integrazione con i sistemi di illuminazione.

MADE IN ITALY

Su misura, a mano e costruiti interamente in Italia, i Loupes oggi sono uno strumento indispensabile per favorire performance avanzate e una maggiore accuratezza durante la diagnosi e gli interventi.



ASH



**Trendy**

[ SOPHISTICATED STYLE ]  
Materiali in fibra di carbonio Design contemporaneo Colori vivaci e insoliti

ONE



**GLAMOUR**

[ BACK TO THE ESSENTIAL ]  
Materiali solidi e leggeri Design iconico Colori armonici

ITA



**Urban Life**

[ UNIVERSAL STYLE ]  
Materiali ricercati e finiture pregiate Design inedito Colori e accostamenti vintage

TECHNE



**SPORT**

[ COMFORTABLE & DYNAMIC ]  
Materiali leggeri Forme avvolgenti Colori energici e decisi



Mix di materiali high-tech  
Distanza interpupillare regolabile indipendentemente  
Lente di protezione inclusa  
Sovrapponibile agli occhiali correttivi



Esclusiva montatura ergonomica  
Estrema intuitività di regolazione del sistema ottico  
Lente di protezione inclusa  
Sovrapponibile agli occhiali correttivi



HEADGEAR



Techné quick loupes

**ASH**  
SIZE  
55 □ 17 53 □ 17

**ONE**  
SIZE  
55 □ 15 52 □ 15

reddot award 2016 winner  
DESIGN AWARD 2017

**ITA**  
SIZE  
54 □ 17

**TECHNE**  
SIZE  
66 □ 15

**Techné RX**  
SIZE  
54 □ 22

Struttura flessibile, senza punti di pressione  
Regolazione di asse verticale e angolo di inclinazione  
Spugne parasudore intercambiabili  
Sovrapponibile agli occhiali correttivi

Le peculiarità del progetto ottico Galileiano Univet consentono un innovativo approccio ai sistemi ingrandenti. I modelli, proposti con distanze interpupillari predefinite, mantengono vantaggi e caratteristiche ottiche di un dispositivo TTL.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	LOUPES SYSTEM	TTL						QUICK LOUPES	FLIP-UP				
		GALILEANO			PRISMATICO				GALILEANO		PRISMATICO		
		2.0X	2.5X	3.0X	3.5X	3.5X	4.0X		5.0X	2.5X	3.5X	4.5X	6.0X
ASH		•	•	•	•	•	•						
ONE		•	•	•	•	•	•						
ONE BLACK EDITION		•	•	•	•	•	•						
ITA		•	•	•	•	•	•						
ITA BLACK EDITION		•	•	•	•	•	•						
TECHNE		•	•	•	•	•	•	•					
TECHNE BLACK EDITION		•	•	•	•	•	•						
TECHNE RX		•	•	•	•	•	•						
EVO									•				
AIR-X										•	•	•	•
HEADGEAR											•	•	•

**BLACK EDITION**

Black Edition è la linea esclusiva, top di gamma e dal lusso raffinato. L'eleganza del nero veste la forma accattivante e dinamica dell'occhiale che garantisce assoluto comfort e perfetta vestibilità, coniugando design e performance, con uno speciale black packaging di stile metropolitano e di tendenza.

**ONE BLACK EDITION** [ BLACK FOREVER ]  
Materiale goffrato Design iconico Colori total black

**ITA BLACK EDITION** [ BLACK INNOVATION ]  
Materiali velvet touch Design inedito Colori total black

**TECHNE BLACK EDITION** [ BLACK IS BACK ]  
Materiali lightweight Forme avvolgenti Colori total black

FITTING	CATEGORIA	MODELLO	UNIVERSAL FIT	WESTERN FIT	JAPAN / ASIAN FIT
	TRENDY	ASH	•		
	GLAMOUR	ONE	•		
	URBAN LIFE	ITA	•		
	SPORT	TECHNE / TECHNE RX		•	•