

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e n. 453/2010

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| PEROXILL 2000 DETERGO | Codice Interno | 04AM0010 |
| Dispositivo Medico di Classe IIb Direttiva 93/42/CEE - Marchio CE | Revisione n° | 02 |
| | Data | 29-06-2015 |

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

- 1.1 IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO** **PEROXILL 2000 DETERGO**
- 1.2 USI PERTINENTI IDENTIFICATI DELLA MISCELA E USI SCONSIGLIATI**
- Uso Professionale
 - Disinfettante in polvere per dispositivi medici
- 1.3 INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**
- Amedics Professional S.r.l.
Via Foro Boario, 111
IT - 44100 - FERRARA
Telefono +39 0532 978497
Fax +39 0532 909233
E-mail direzione.technica@amedics.eu
- 1.4 NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA** +39.0532.978497 oppure
Centro Antiveleni di Pavia Tel. +39.0382.24444
Operativo tutti i giorni 24 ore su 24.

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**2.1 CLASSIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA**

In conformità alle direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE e s.m.i. e del Regolamento 1272/2008 (Regolamento CLP).

La miscela in polvere è nociva per ingestione, con rischio di gravi lesioni oculari.

2.2 ELEMENTI DELL'ETICHETTA**Xn - Nocivo****Fraasi di rischio**

R22: Nocivo per ingestione.

R41: Rischio di gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

S2: Conservare fuori della portata dei bambini

S7: Conservare il recipiente ben chiuso.

S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S36/37/39: Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

S22: Non respirare le polveri

S46: In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

2.2 ELEMENTI DELL'ETICHETTA (Classificazione-GHS)**Avvertenza:** Attenzione**Pittogrammi:** GHS07



Componenti pericolosi da segnalare in etichetta

Sodio Percarbonato

Indicazioni di pericolo

H302: Nocivo se ingerito

H319: Provoca grave irritazione oculare

Contiene miscela enzimatica Proteinase, bacterial: può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza

P220: Tenere/conservare lontano da indumenti/materiali combustibili.

P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

P305+P351+P338: In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

2.3 ALTRI PERICOLI

Nessun dato disponibile.

3. COMPOSIZIONE /INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 SOSTANZE

Nessuna sostanza corrisponde ai criteri di cui nell'allegato II parte A del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.

3.2 MISCELE

| Identificazione | Ingredienti | Classificazione | % p/p |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|-------|
| CAS: 7758-29-4 EINECS: 231-838-7 | Sodio tripolifosfato | GHS07, Dgr Xi H: 315-319-335 R: 36-37-38 | 10,8 |
| CAS: 15630-89-4 EINECS: 239-707-6 | Sodio percarbonato | GHS03, GHS05, GHS07, Dgr O, Xn H: 272-302-318 R: 8-22-41 | 50,0 |
| CAS: 9014-01-1 EINECS: 232-752-2 | Miscela enzimatica (Proteinasi) | GHS07, GHS05, GHS08, Dgr Xn H: 315-318-334-335 R: 37/38-41-42 | 4,0 |
| CAS: 25155-30-0 EINECS: 246-680-4 | Sodio dodecilbenzensolfonato | GHS07, GHS05, Dgr Xn H: 302-315-318-335 R: 22-37/38-41 | 4,7 |

Si faccia riferimento al punto 16 per la legenda completa delle frasi di rischio R e le frasi H.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Consultare un medico. Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.

4.1 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO

In caso d'ingestione: non provocare il vomito; non somministrare alcunché a persone svenute. Sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico.

In caso di esposizione per inalazione: se è inalata, trasportare la persona all'aria aperta. In caso di arresto della respirazione, procedere con la respirazione artificiale. Consultare un medico.

In caso di schizzi o di contatto con la pelle: lavare con sapone e molta acqua; consultare un medico.

In caso di schizzi o di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente e abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti e rivolgersi ad un medico.

4.2 PRINCIPALI SINTOMI ED EFFETTI, SIA ACUTI CHE RITARDATI

Non sono noti effetti ritardati a seguito della sua esposizione.

4.3 INDICAZIONE DELL'EVENTUALE NECESSITÀ DI CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO OPPURE DI TRATTAMENTI SPECIALI

Nel caso d'ingestione e inalazione è necessario consultare immediatamente un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 MEZZI DI ESTINZIONE

Mezzi di estinzione idonei: utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, prodotti chimici asciutti o anidride carbonica.

Mezzi di estinzione non idonei: nessuno.

Intervenire con acqua, meglio se frazionata, da distanza di sicurezza e sopravento. Raffreddare i contenitori esposti al fuoco e la zona circostante. Non effettuare operazioni di bonifica, pulizia o recupero finché l'intera area non sia stata completamente raffreddata. In caso di decomposizione, evidenziata dalla formazione di fumi e dal surriscaldamento dei contenitori, è indispensabile raffreddare con acqua.

5.2 PERICOLI SPECIALI DERIVANTI DALLA MISCELA

Se non opportunamente raffreddato l'incendio può facilmente riprendere. Il calore dell'incendio può decomporre i perossidi presenti nell'area. L'ossigeno che si sviluppa durante la decomposizione, può favorire la combustione in caso d'incendio. I principali prodotti della combustione sono: Idrocarburi, Anidride Carbonica, Monossido di Carbonio. I principali prodotti della decomposizione: vedere Punto n. 10 - Stabilità e Reattività. L'esposizione ai prodotti di combustione o decomposizione può comportare danni alla salute.

5.3 RACCOMANDAZIONI PER GLI ADDETTI ALL'ESTINZIONE DEGLI INCENDI

Raffreddare i contenitori con getti d'acqua. Indossare l'autorespiratore e indumenti protettivi. Utilizzare maschera a pieno facciale e autorespiratore ad aria e indossare gli indumenti protettivi descritti al paragrafo 8.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 PRECAUZIONI PERSONALI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA

Eliminare le fonti di accensione. Usare i dispositivi di protezione individuali. Evitare la formazione di polvere. Non inalare polvere. Prevedere una ventilazione adeguata. Evacuare il personale in aree di sicurezza.

6.2 PRECAUZIONI AMBIENTALI

Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.

6.3 METODI E MATERIALI PER IL CONTENIMENTO E PER LA BONIFICA

Ritirare e provvedere allo smaltimento senza creare polvere. Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

6.4 RIFERIMENTI AD ALTRE SEZIONI

Si rinvia alle sezioni 8 e 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE SICURA

Evitare la formazione di polvere e la dispersione del prodotto nell'aria. Adottare un'adeguata ventilazione nei luoghi dove si sviluppano le polveri. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Tenere lontano da sostanze combustibili.

7.2 CONDIZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO SICURO, COMPRESSE EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ

Vietare l'accesso alle persone non autorizzate. Conservare il prodotto:

- in osservanza delle normative locali/nazionali;
- nei contenitori originali e chiusi;
- lontano da fonti di calore (linee di vapore, fiamme, scintille, raggi diretti del sole);
- lontano da materiali infiammabili e sostanze incompatibili;
- in luogo fresco e ben aerato;
- a temperatura inferiore a 30 °C.

Materiali Compatibili: possono venire a contatto con i perossidi, da utilizzare per la costruzione di contenitori, dosatori, ecc., materiali quali: vetro o ceramica, polietilene, polipropilene, acciaio inox AISI 304 o 316; quest'ultimi prima dell'utilizzo devono essere opportunamente decapati e passivati.

Materiali Incompatibili: Ferro, Rame, Ottone, Bronzo, Alluminio, Zinco.

7.3 USI FINALI SPECIFICI

La polvere è esclusivamente dedicata per la disinfezione di alto livello o sterilizzazione chimica a freddo di dispositivi medico chirurgici.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 PARAMETRI DI CONTROLLO

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

8.2 CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE

Protezione delle mani (guanti protettivi)

I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva UE 89/686/CEE e gli standard EN 374 che ne derivano.

Protezione per occhi/volto

Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166.

Protezione della pelle

Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.

Protezione respiratoria

Qualora la valutazione del rischio preveda la necessità di respiratori a ventilazione assistita, utilizzare un facciale filtrante con filtri di tipo P3 (EN 143) come supporto alle misure tecniche. Se il respiratore costituisce il solo mezzo di protezione, utilizzare un sistema ventilato a pieno facciale. Utilizzare respiratori e componenti testati e approvati dai competenti organismi di normazione, quali il NIODH (USA) il CEN (UE).

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 INFORMAZIONI SULLE PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE FONDAMENTALI

| CARATTERISTICA | UdM | VALORE |
|---|--------------------|-------------------------------------|
| Aspetto | -- | Polvere bianca |
| Odore | -- | nessuno |
| Soglia olfattiva | -- | N.D. (Non Disponibile) |
| pH (in soluzione acquosa) | U di pH | Neutro-basico |
| Punto/intervallo di ebollizione | °C | N.D. (Non Disponibile) |
| Punto d'infiammabilità Closed-Cup ASTM D3278 | °C | N.D. (Non Disponibile) |
| Infiammabilità DIN 51 794 | °C | N.D. (Non Disponibile) |
| Proprietà esplosive | -- | Non presenta proprietà esplosive |
| Proprietà comburenti | -- | Ossidante (Direttiva EC 67/548/EEC) |
| Pressione vapore | -- | N.D. (Non Disponibile) |
| Densità relativa UNI EN ISO 12185-00 | d _{20/20} | N.D. (Non Disponibile) |
| Idrosolubilità | -- | Parzialmente solubile |
| Liposolubilità | -- | Solubile in solventi polari |
| Coefficiente di ripartizione (n-Ottanolo/Acqua) | logP _{ow} | N.D. (Non Disponibile) |
| Viscosità a 20 °C ISO UNI EN 3104 | mPa*s | N.D. (Non Disponibile) |
| Densità di vapore | aria = 1 | N.D. (Non Disponibile) |
| Velocità di evaporazione | | N.D. (Non Disponibile) |
| Contenuto in VOC % | % | N.D. (Non Disponibile) |

9.2 ALTRE INFORMAZIONI

| CARATTERISTICA | UdM | VALORE |
|--------------------------------|-----|------------------------|
| Autoinfiammabilità | °C | N.D. (Non Disponibile) |
| Punto/intervallo di fusione | °C | N.D. (Non Disponibile) |
| Contenuto in Ossigeno attivo | % | 7,5 |
| Miscibilità con altri solventi | -- | Vedere paragrafo 10 |

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 REATTIVITÀ

Il prodotto a seguito di un innesco reagisce velocemente con le sostanze infiammabili provocando una reazione esotermica (incendio). Alle condizioni raccomandate di stoccaggio e manipolazione il prodotto è stabile entro la data di scadenza indicata in etichetta.

10.2 STABILITÀ CHIMICA

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di stoccaggio e di uso. In caso di decomposizione si osserva incremento di temperatura ed emissione di fumi. L'ossigeno che si sviluppa durante la decomposizione, in caso d'incendio, può favorire la combustione di sostanze infiammabili.

10.3 POSSIBILITÀ DI REAZIONI PERICOLOSE

Utilizzare solo i materiali compatibili elencati al paragrafo 7. Il prodotto può decomporsi rapidamente se miscelato con prodotti chimici incompatibili o riscaldato. Conservare in luogo fresco lontano da fonti di calore o dai raggi diretti del sole.

10.4 CONDIZIONI DA EVITARE

È necessario evitare l'esposizione prolungata alle temperature elevate e alla luce.

10.5 MATERIALI INCOMPATIBILI

Non miscelare direttamente con sali metallici, acceleranti, acidi e alcali specialmente se in forma concentrata, prodotti riducenti e sostanze organiche e infiammabili.

10.6 PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI

I principali prodotti della combustione/decomposizione sono: ossigeno, anidride carbonica, monossido di carbonio, acqua, acido acetico.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 INFORMAZIONI SUGLI EFFETTI TOSSICOLOGICI

11.1.1. SOSTANZE

SODIO TRIPOLIFOSFATO

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| Tossicità Acuta - Ingestione | LD ₅₀ (dose letale - ratto) | 3.900 mg/Kg |
| Tossicità Acuta - Inalazione | LC ₅₀ (conc. letale - ratto) | Nessun dato disponibile |
| Tossicità Acuta - Pelle | LD ₅₀ (dose letale - coniglio) | 4.640 mg/Kg |
| Potere Irritante - Occhi | (coniglio) | Nessuna irritazione |
| Potere Irritante - Pelle | (coniglio) | Nessuna irritazione |
| Cancerogenicità | Nessun componente di questo prodotto presente a livelli maggiori o uguali allo 0.1% è identificato come cancerogeno conosciuto o previsto dallo IARC. | |
| Sensibilizzazione della pelle | Nessun dato disponibile | |

SODIO PERCARBONATO

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| Tossicità Acuta - Ingestione | LD ₅₀ (dose letale - ratto) | 1.034 mg/Kg |
| Tossicità Acuta - Inalazione | LC ₅₀ (conc. letale - ratto) | Nessun dato disponibile |
| Tossicità Acuta - Pelle | LD ₅₀ (dose letale - coniglio) | > 2.000 mg/Kg |
| Potere Irritante - Occhi | (coniglio) | Grave irritazione |
| Potere Irritante - Pelle | (coniglio) | Leggera irritazione |
| Cancerogenicità | Nessun componente di questo prodotto presente a livelli maggiori o uguali allo 0.1% è identificato come cancerogeno conosciuto o previsto dallo IARC. | |
| Sensibilizzazione della pelle | Nessun dato disponibile | |

MISCELA ENZIMATICA (PROTEINASI)

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| Tossicità Acuta - Ingestione | LD ₅₀ (dose letale - ratto) | 2.000-3.700 mg/Kg |
| Tossicità Acuta - Inalazione | LC ₅₀ (conc. letale - ratto) | Nessun dato disponibile |
| Tossicità Acuta - Pelle | LD ₅₀ (dose letale - coniglio) | Nessun dato disponibile |
| Potere Irritante - Occhi | (coniglio) | Modesta irritazione |
| Potere Irritante - Pelle | (coniglio) | Nessun dato disponibile |
| Cancerogenicità | Nessun componente di questo prodotto presente a livelli maggiori o uguali allo 0.1% è identificato come cancerogeno conosciuto o previsto dallo IARC. | |
| Sensibilizzazione della pelle | Nessun dato disponibile | |

SODIO DODECILBENZENSULFONATO

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| Tossicità Acuta - Ingestione | LD ₅₀ (dose letale - ratto) | 438 mg/Kg |
| Tossicità Acuta - Inalazione | LC ₅₀ (conc. letale - ratto) | Nessun dato disponibile |
| Tossicità Acuta - Pelle | LD ₅₀ (dose letale - coniglio) | Nessun dato disponibile |
| Potere Irritante - Occhi | (coniglio) | Grave irritazione |
| Potere Irritante - Pelle | (coniglio) | Irritazione |
| Cancerogenicità | Nessun componente di questo prodotto presente a livelli maggiori o uguali allo 0.1% è identificato come cancerogeno conosciuto o previsto dallo IARC. | |
| Sensibilizzazione della pelle | Nessun dato disponibile | |

11.1.2. MISCELA

Nessuna informazione tossicologica è disponibile sulla miscela.

Tossicità acuta

Tosse, mancanza di respiro, mal di testa, nausea, vomito; al meglio della nostra conoscenza, le proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche non sono state oggetto di studi approfonditi.

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Può essere dannoso se assorbito attraverso la pelle. Può provocare irritazione della pelle.

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Può essere nocivo se inalato. Può provocare irritazione delle vie respiratorie.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 TOSSICITÀ

12.1.1. SOSTANZE

Occorre utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando la sua dispersione nell'ambiente. I dati di ecotossicità dei singoli componenti il preparato sono di seguito riportati

SODIO TRIPOLIFOSFATO

Tossicità acuta batteri Nessun dato disponibile
Tossicità acuta crostacei EC₅₀ (Daphnia magna 48 h) 276,61 mg/l
Tossicità acuta pesci Nessun dato disponibile

SODIO PERCARBONATO

Tossicità acuta batteri Nessun dato disponibile
Tossicità acuta crostacei EC₅₀ (Daphnia magna 24 h) 2 mg/l
Tossicità acuta pesci LC₅₀ (Pimephales promelas - Cavedano americano) 70,7 mg/l

MISCELA ENZIMATICA (PROTEINASI)

Tossicità acuta batteri Nessun dato disponibile
Tossicità acuta crostacei Nessun dato disponibile
Tossicità acuta pesci > 100 mg/l

SODIO DODECILBENZENSULFONATO

Tossicità acuta batteri Nessun dato disponibile
Tossicità acuta crostacei mortalità NOEC (Daphnia magna - 7d) 4 mg/l
Tossicità acuta pesci mortalità NOEC (Oncorhynchus kisutch - 3 d) 3,1 mg/l
mortalità LOEC (Oncorhynchus kisutch - 3 d) 5,6 mg/l

12.1.2. MISCELA

Nessuna informazione di tossicità acquatica è disponibile per la miscela.

12.2 PERSISTENZA E DEGRADABILITÀ

12.2.1. SOSTANZE

SODIO TRIPOLIFOSFATO

Nessun dato disponibile.

SODIO PERCARBONATO

Nessun dato disponibile.

MISCELA ENZIMATICA (PROTEINASI)

Nessun dato disponibile.

SODIO DODECILBENZENSULFONATO

Nessun dato disponibile.

12.2.2. MISCELA

Nessun dato disponibile.

12.3 POTENZIALE DI BIOACCUMULO

12.3.1. SOSTANZE

SODIO TRIPOLIFOSFATO

Nessun dato disponibile.

SODIO PERCARBONATO

Non bioaccumulabile.

MISCELA ENZIMATICA (PROTEINASI)

Nessun dato disponibile.

SODIO DODECILBENZENSULFONATO

Lepomis macrochirus - 28 d - 64 µgr/l
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 220

12.3.2. MISCELA

Nessun dato disponibile.

12.4 MOBILITÀ NEL SUOLO

12.4.1. SOSTANZE

SODIO TRIPOLIFOSFATO

Nessun dato disponibile.

SODIO PERCARBONATO

Nessun dato disponibile.

MISCELA ENZIMATICA (PROTEINASI)

Nessun dato disponibile.

SODIO DODECILBENZENSULFONATO

Nessun dato disponibile.

12.4.2. MISCELA

Nessun dato disponibile.

12.5 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE PBT E VPVB

Nessun dato disponibile.

12.6 ALTRI EFFETTI AVVERSI

Nessun dato disponibile.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Una gestione appropriata dei rifiuti della miscela e/o del suo recipiente deve essere determinata in conformità alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE.

13.1 METODI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Residui

I residui devono essere manipolati ed eliminati secondo quanto previsto dalle normative locali e nazionali vigenti. Non scaricare nelle fognature e/o nell'ambiente; smaltire i rifiuti presso un punto di raccolta rifiuti autorizzato. Direttiva 94/62/CE, D.L. 22/1997, Testo Unico 152/2006. Piccole quantità di prodotto possono essere smaltite previa diluizione con acqua (1:1000).

Imballaggi vuoti sporchi

Smaltire come prodotto inutilizzato.

Prodotto

Rispettare tutti i regolamenti europei, statali e locali in materia di protezione dell'ambiente. Per lo smaltimento del prodotto, rivolgersi a una società specializzata nello smaltimento dei rifiuti. Solubilizzare o miscelare il prodotto con un solvente combustibile, quindi bruciare in un inceneritore per prodotti chimici dotato di sistema di postcombustione e di abbattitore.

Codici dei rifiuti (Decisione 2001/573/CE, Direttiva 2006/12/CEE, Direttiva 94/31/CEE relativa ai rifiuti pericolosi):

15 01 10 *imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

18 01 06 *sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Attenersi alle norme stabilite da ADR per il trasporto su strada (ADR 2010), RID per quello ferroviario, IMDG per quello via mare (IMDG 2011), ICAO/IATA per quello aereo (ICAO/IATA 2011).

14.1 NUMERO ONU

Non pertinente. Merce non pericolosa

14.2 NOME DI SPEDIZIONE DELL'ONU

Non pertinente. Merce non pericolosa

14.3 CLASSI DI PERICOLO CONNESSO AL TRASPORTO

Non pertinente. Merce non pericolosa

14.4 GRUPPO D'IMBALLAGGIO

Non pertinente. Merce non pericolosa

14.5 PERICOLI PER L'AMBIENTE

La soluzione non è pericolosa per l'ambiente.

14.6 PRECAUZIONI SPECIALI PER GLI UTILIZZATORI

Non pertinente. Merce non pericolosa

14.7 TRASPORTO DI RINFUSE SECONDO L'ALLEGATO II MARPOL 73/78 E IL CODICE IBC

Non pertinente. Merce non pericolosa.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 NORME E LEGISLAZIONE SU SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE SPECIFICHE PER LA SOSTANZA O LA MISCELA

Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) N. 1907/2006 e il Regolamento N. 453/2010. La classificazione di pericolo della miscela è conforme alla Direttiva 1999/45/CE e al Regolamento (CE) N.1272/2008.

15.2 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA

Per questa miscela non è stata eseguita alcuna valutazione della sicurezza chimica.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Questa scheda completa non sostituisce le informazioni tecniche d'uso. Le informazioni in essa contenute sono basate sullo stato delle nostre conoscenze relative al prodotto in questione, alla data indicata. Sono fornite in buona fede. L'attenzione degli utenti è inoltre richiamata sui possibili rischi nel caso in cui un prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli ai quali è destinato.

TESTO INTEGRALE DELLE FRASI H, EUH E DELLE FRASI R INDICATE NELLA SEZIONE 3.

FRASI H

H315: Provoca irritazione cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H335: Può irritare le vie respiratorie.

H272: Può aggravare un incendio; comburente.

H302: Nocivo se ingerito.

H318: Provoca gravi lesioni oculari.

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H335: Può irritare le vie respiratorie.

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

FRASI R

R 8: Può provocare l'accensione di materie combustibili.

R22: Nocivo per ingestione.

R36/37/38: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

R34: Provoca ustioni.

R37: Irritante per le vie respiratorie.

R37/38: Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

R41: Rischio di gravi lesioni oculari.

R42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

REVISIONI

00 11 marzo 2011 Prima emissione

01 02 gennaio 2012 Adeguamento del formato all'allegato I del Regolamento N. 453/2010.

02 29 giugno 2015 Adeguamento della classificazione ed etichettatura di pericolo al Regolamento (CE) N.1272/2008

| |
|--|
| <p>Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono fornite in conformità alle prescrizioni del Regolamento CE n. 1907/2006 del 18.12.2006 (REACH). È sempre responsabilità dell'utilizzatore conformarsi alle norme d'igiene, sicurezza e protezione dell'ambiente previste dalla vigente normativa. Le informazioni contenute nella presente scheda sono da intendere come descrizione delle caratteristiche del prodotto ai fini della sicurezza. Per eventuali informazioni di carattere tecnico si rimanda alla Scheda Tecnica.</p> |
|--|