



new

H 73 PK



		5
Größe · Size	Ø 1/10 mm	014
L	mm	3,1

Handstück · Handpiece (HP)




H73PK.104. ... **014**

⌚_{max.} 100000 min⁻¹/rpm
Für Kunststoffe und PEEK
For acrylics and PEEK

new

H 77 PK



		5
Größe · Size	Ø 1/10 mm	023
L	mm	5,0

Handstück · Handpiece (HP)




H77PK.104. ... **023**

⌚_{max.} 100000 min⁻¹/rpm
Für Kunststoffe und PEEK
For acrylics and PEEK

new

H 79 PK



		5
Größe · Size	Ø 1/10 mm	040
L	mm	13,0

Handstück · Handpiece (HP)




H79PK.104. ... **040**

⌚_{max.} 100000 min⁻¹/rpm
Für Kunststoffe und PEEK
For acrylics and PEEK

new

H 129 PK



		5
Größe · Size	Ø 1/10 mm	023
L	mm	8,0

Handstück · Handpiece (HP)




H129PK.104. ... **023**

⌚_{max.} 100000 min⁻¹/rpm
Für Kunststoffe und PEEK
For acrylics and PEEK

new

H 138 PK



		5
Größe · Size	Ø 1/10 mm	023
L	mm	8,0

Handstück · Handpiece (HP)




 **H138PK.104. ...** 023

⌚_{max} 100000 min⁻¹/rpm
Für Kunststoffe und PEEK
For acrylics and PEEK

new

H 139 PK



		5
Größe · Size	Ø 1/10 mm	023
L	mm	8,0

Handstück · Handpiece (HP)




 **H139PK.104. ...** 023

⌚_{max} 100000 min⁻¹/rpm
Für Kunststoffe und PEEK
For acrylics and PEEK

new

H 261 PK



		5
Größe · Size	Ø 1/10 mm	023
L	mm	13,0

Handstück · Handpiece (HP)



 **H261PK.104. ...** 023

⌚_{max} 100000 min⁻¹/rpm
Für Kunststoffe und PEEK
For acrylics and PEEK