



wiser

WHATEVER YOUR SMILE
LASER IS THE ANSWER



PENSATO PER TE

IRRINUNCIABILE PER I TUOI PAZIENTI



Trattamenti più rapidi, tempi di guarigione ridotti, operazioni senza sanguinamento, meno anestesia, meno dolore: benvenuto nello studio dentistico perfetto. Il supporto del laser a diodi Wiser rivoluziona il mondo delle cure dentistiche.



PER IL PAZIENTE

Non rimandare le tue cure dentali a causa di ansia e paura. Ora hai Wiser, la più evoluta tecnologia laser dentale che sta praticamente stravolgendo il concetto di visita odontoiatrica. Sostituendo l'ago e il bisturi, eliminando filo di sutura e medicazioni, Wiser può trattare pazienti di tutte le età e con qualsiasi tipo di esigenza terapeutica, tutto senza la necessità di anestesia nella maggior parte dei casi. Immagina di vivere una seduta odontoiatrica serena e senza dolore. Immagina di guarire rapidamente e senza gonfiore. Smetti di immaginare e inizia a vivere la tua nuova esperienza di cura grazie a Wiser.



PER IL DENTISTA

Benvenuto nell'era dell'odontoiatria minimamente invasiva. Oggi i tuoi pazienti, oltre a volere cure efficaci e di qualità, desiderano essere trattati con la migliore tecnologia che sia in grado di soddisfare i loro bisogni secondari: non avere paura e ansia del loro dentista. Offrire cure minimamente invasive ti consentirà di fidelizzare al meglio i tuoi pazienti e di attrarne di nuovi. Lascia che sia Wiser a supportare la tua proposta di cura nella piena soddisfazione di ogni tuo singolo paziente. Scoprirai che oltre ad essere una tecnologia paziente-friendly, è in grado di differenziarti ed essere un valore aggiunto allo sviluppo della tua professione.

SCEGLI IL TRAGUARDO, AL TRAGITTO CI PENSA WISER

Il dipartimento di ricerca e sviluppo Doctor Smile ha selezionato le migliori lunghezze d'onda dove oggi la clinica trova maggiore riscontro. 3 sorgenti laser in grado di soddisfare tutte le applicazioni odontoiatriche e garantire i migliori effetti terapeutici nella chirurgia del tessuto molle, nella decontaminazione batterica e nella fotobiomodulazione. Non ci siamo però limitati solo a questo: Wiser, grazie ai suoi protocolli certificati precaricati a sistema, combina sapientemente le diverse lunghezze d'onda garantendo così risultati superiori nella metà del tempo. Le prestazioni simultanee di diverse sorgenti laser garantiscono risultati straordinari attraverso le migliori lunghezze d'onda scelte oggi dai massimi esperti di odontoiatria laser. Il professionista può concentrare la sua attenzione sul paziente, evitando così errori di settaggio e lungaggini operative, occupandosi di ciò che conosce meglio: la clinica.

NEXT STOP: FUTURE

Il domani della tecnologia laser in odontoiatria è già qui: con le sue tre lunghezze d'onda, Wiser è in grado di interagire con le molecole di acqua, emoglobina e melanina presenti nei tessuti garantendo velocità, precisione e potenza in un unico strumento. Dalla fotobiomodulazione alla chirurgia senza punti di sutura, con Doctor Smile avrai in mano la chiave per risolvere ogni tipo di situazione.



450nm

Raggiunge il picco massimo di assorbimento dell'emoglobina, quindi è la lunghezza d'onda ideale per ottenere una chirurgia efficace, veloce e precisa anche a potenze molto basse. La soluzione migliore tra taglio efficace e capacità decontaminante.



635nm

Utilizzo ideale nei trattamenti di biostimolazione e ossigenazione dei tessuti, con conseguente incremento dell'attività dei fibroblasti e della vasodilatazione periferica.



808nm

Lunghezza d'onda ad alta penetrazione perché assorbita in minima parte dall'acqua e maggiormente dall'emoglobina. Il massimo per poter ottenere una decontaminazione profonda.

È TUTTA UNA QUESTIONE DI LASER, MA NON SOLO

Wiser è da sempre il più evoluto laser a diodi in odontoiatria. La sua qualità costruttiva e il suo elevato contenuto tecnologico lo hanno reso protagonista nel mondo. Ma non è solo una questione di laser. La sua interfaccia software ti offrirà una **User Experience** con nuove funzionalità e contenuti in grado di rendere facile, efficace e piacevole ogni trattamento laser.



LA TERZA GENERAZIONE DEL TUO SORRISO

Arrivato alla sua terza generazione, Wiser si è fatto in 3! La nuova e intuitiva interfaccia grafica permette infatti tre diverse modalità d'utilizzo: **Assistito**, **Avanzato** ed **Effetto**, accompagnandoti giorno dopo giorno nella scoperta delle infinite possibilità della tecnologia laser.

Con dei semplici tocchi sarai in grado di intervenire sui piccoli/grandi problemi dei tuoi pazienti, migliorando le tue capacità e allargando la gamma di servizi proposti.

Il risultato? Luminosi sorrisi per tutti.

LAP ASSISTITO

Se è la prima volta che ti approcci alla tecnologia laser, non preoccuparti, puoi utilizzare Wiser in totale sicurezza grazie al suo sistema Laser Assisted Protocol: il tutorial che ti accompagna in tutte le fasi di adozione del protocollo clinico senza errori e con garanzia di risultato.

ADV AVANZATO

Il Sistema di gestione Avanzato di Wiser consente all'utilizzatore esperto di avere una consolle di comando totalmente personalizzabile. I parametri operativi di ciascuna lunghezza d'onda potranno essere adattati ad ogni singola esigenza grazie al sistema ABC "Automatic Balance Calibration", garantendo la massima soddisfazione a paziente e operatore, senza alcun limite.

UBE EFFETTO

Il nuovo sistema di controllo "Use By Effects" consente all'operatore di gestire le funzionalità di Wiser partendo dall'effetto che si vuole ottenere. Una volta indentificato il target, l'effetto desiderato può essere selezionato tra ablativo, decontaminante, fotochimico e termico; in questo modo si garantisce la migliore terapia possibile in relazione al tessuto bersaglio.

IL TUO MIGLIOR ALLEATO

NELLA PRATICA QUOTIDIANA

Dall'apertura e fino alla chiusura dello studio la risposta che darai ai tuoi pazienti sarà **Sì!** Preparati a risolvere ogni situazione e lascia che sia Wiser a pensare al resto: con i suoi numerosi protocolli operativi descritti passo dopo passo, il potere è nelle tue mani con la massima sicurezza e risultati immediati. Dalla parodontologia alla chirurgia, Wiser è la naturale estensione del tuo braccio: molteplici trattamenti, un laser, infiniti sorrisi.




- Decontaminazione canalare
- Pulpectomia
- Decontaminazione del sito apicale
- Incappucciamento della polpa

ENDODONZIA




- Decontaminazione tasche parodontali
- Biostimolazione
- Trattamento delle recessioni gengivali
- Riduzione delle infiammazioni

PARODONTOLOGIA



- Desensibilizzazione dentinale
- Afte labiali | Lesioni aftose | Cheiliti
- Terapia antalgica ATM
- Fotobiomodulazione

TERAPIA




- Gengivectomia | Gengivoplastica
- Frenulectomia labiale | linguale
- Preparazione del solco protesico
- Incisione e drenaggio ascessi

CHIRURGIA




- Decontaminazione perimplantare
- Scopertura impianti
- Biostimolazione post-chirurgia
- Decontaminazione sito post-estrattivo

IMPIANTI



- Decontaminazione solchi
- Decontaminazione cavità
- Vetrificazione

CONSERVATIVA



- Sbiancamento dentale
- Emangioma
- Depigmentazione gengivale
- Gum Smile

COSMETICA



- Chirurgia dermatologica
- Depigmentazione cutanea
- Biorigenerazione cutanea

DERMATOLOGIA

(terzo medio inferiore)



Peak: 6.0 W
Avg.: 1.5 W
Rate: 6.25 KHz

Power

PER UN TRATTAMENTO SU MISURA


Abbastanza non è mai abbastanza!
Chiedi di più al tuo laser e diventa uno specialista grazie alla possibilità di personalizzare ogni protocollo. Imposta la potenza, la durata e l'intensità dell'impulso e allaccia le cinture: il nostro sistema ABC "Automatic Balance Calibration" progettato dal team Ricerca e Sviluppo Doctor Smile, segnerà la strada trovando la perfetta combinazione per le tue necessità.

Quale modo migliore per garantire ai tuoi pazienti un intervento sicuro, una guarigione confortevole e un'esperienza totalmente personale?

VERSO L'ODONTOIATRIA E OLTRE

La tecnologia Doctor Smile ti porta nella nuova generazione dell'odontoiatria legata a una visione di benessere, salute e serenità. Con Wiser laser potrai allargare i tuoi servizi di cura anche a campi complementari come la terapia antiinfiammatoria e la dermatologia (terzo medio inferiore) grazie a una serie di accessori come il manipolo brevettato ad **Onda Piana®** e il kit dermatologico **Revive®**.

La prossima fermata è già qui, ready?



REVIVE
SKIN PROCESS



FLAT TOP HANDPIECE *AB 2799*

Ideato dal Prof. Alberico Benedicenti,
è un'esclusiva di Doctor Smile.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

wiser

**DOCTOR
SMILE**
INNOVATION HAS A NAME

SAGGEZZA FA RIMA CON LEGGEREZZA

L'unità laser Wiser si fa notare per la sua utilità ma non di certo per il suo ingombro.

Con soli 1,5 Kg di peso, il pedale wireless e il sistema di ricarica **Ultra Power Charged**, Wiser può essere agevolmente posizionato nelle immediate vicinanze del riunito e reso utile alla prima occorrenza senza l'intralcio di fili e l'uso di carrelli.

Il grande schermo capacitivo da 7" consente con gesti semplici di navigare all'interno dell'enciclopedia medica, visualizzando in modo chiaro i protocolli di utilizzo e rendendo ben visibile tutti i parametri operativi selezionati.

Dimentica costosi update periodici: il sistema di rinnovo automatico di Wiser aggiorna il software in pochi istanti grazie alla sua funzione Wi-Fi integrata.



COMUNICAZIONE EFFICACE

- ✓ Wiser è lo strumento che non teme il Covid-19
- ✓ Aumento del valore percepito delle terapie
- ✓ È messaggio di una odontoiatria moderna

La risposta è nel prodotto perché Wiser comunica per te! Con un solo strumento trasmetterai sicurezza clinica, qualità del servizio e modernità della struttura.



DISTINTIVITÀ E FEDELITÀ

- ✓ Crescita professionale
- ✓ Differenziazione competitiva
- ✓ Prestigio e reputazione

“Il mio dentista è differente!” Rafforza la tua immagine e diventa ancor di più il professionista di riferimento nella tua zona grazie alle funzionalità di Wiser laser. La differenza tra essere leader o follower.






RAPIDO RITORNO DI INVESTIMENTO

- Aumento della profittabilità ✓
- Prestazioni a valore aggiunto ✓
- Incremento dei piani di trattamento ✓

Investimento, non spesa. Wiser laser aumenta la redditività del tuo studio, generando nuovi ricavi e opportunità di business in ambiti terapeutici che oggi non affronti.



PATIENT WOW EXPERIENCE

- Trattamenti indolore ✓
- Seduta odontoiatrica senza stress ✓
- Status per il tuo paziente ✓

Paziente per scelta, non per necessità.
L'odontoiatria laser fa la differenza!
Con trattamenti specifici e minimamente invasivi,
sedersi al riunito non sarà più come prima.

DOCTOR SMILE HA SCELTO MASTER CLASS ACADEMY



Master Class Academy è una community di odontoiatri, creata per condividere conoscenze e competenze tra colleghi e ispirarsi a vicenda nella vita professionale.

Grazie alla collaborazione con importanti università nazionali e internazionali, **Master Class Academy** offre un'ampia gamma di opportunità educative, sapientemente pensate per chi vuole essere sempre al passo con le novità del settore e progredire costantemente nel perfezionamento personale. È il luogo in cui si trovano case-history clinici, protocolli scientifici all'avanguardia, preziosi consigli applicativi e un supporto permanente per la pratica quotidiana.

La vision di MCA è "Se non è immediatamente spendibile sul campo allora non è vera formazione."

Entra nel mondo di Master Class Academy, visita masterclassacademy.it

Dati tecnici	
Codice	LA12D001.5
Lunghezza d'onda*	808nm, 450nm, 635nm
Potenza picco	12W-CW
Modalità d'impulso	Continua, pulsata, super-pulsata

Frequenza	da CW a 25 kHz
Dimensioni (LxHxP)	155x230x160mm
Peso	1,85 kg
Classe medica	II b
Classe Laser	4

* Disponibili modelli con altre lunghezze d'onda



LAMBDA SpA
Via dell'Impresa, 1 | 36040 Brendola (VI) Italy
T +39 0444.349165 | F +39 0444.349954
info@lambdaspa.com | lambdaspa.com

INFO

• doctor-smile.com • info@doctor-smile.com



LA12D001.5 è un prodotto medicale certificato CE.

Tutte le apparecchiature laser LAMBDA S.p.A.
Sono certificate CE in rispetto delle direttive EEC
Per attrezzature mediche: ECC Direttiva 93/42



AMDP0176.1





wiser

WHATEVER YOUR SMILE

LASER IS THE ANSWER

TRIPLA LUNGHEZZA D'ONDA

3 MODALITÀ D'USO

DESIGN, FACILITÀ, RISULTATI

THIS IS wiser

Nuovo software Android

3 Lunghezze d'onda

3 Modalità d'uso

Nuova modalità EFFETTI

Sistema ABC

Sistema TOP

Protocolli Info Clinic integrati

Anagrafica Pazienti

Metriche d'utilizzo clinico

NUOVO SOFTWARE ANDROID BASED



Il dipartimento Ricerca&Sviluppo di Doctor Smile ha realizzato una nuova interfaccia per Wiser.

Questa versione innovativa contiene nuove funzioni come il multi-user, la gestione delle anagrafiche e una panoramica sulle statistiche d'uso.

Navigare tra i diversi menu è ora rapido e intuitivo grazie al grande schermo touch screen.

IMPOSTAZIONI UTENTE

home trattamenti, preferiti, info paziente, statistiche d'uso

DASH BOARD DI COMANDO

home trattamenti, preferiti, info paziente, statistiche d'uso

SELEZIONE MODALITA' D'USO

laser assisted protocol, advance, use by effect

SELEZIONE TRATTAMENTI



3 LUNGHEZZE D'ONDA COMBinate



450nm

CHIRURGIA



635nm

PDT



808nm

TERAPIA

La combinazione unica al mondo delle tre lunghezze d'onda realizzata dal reparto Ricerca&Sviluppo in collaborazione con l'Università di Parigi può soddisfare qualsiasi bisogno odontoiatrico e stimolare una migliore guarigione post-chirurgica dei tessuti molli, nella terapia fotodinamica e nella fotobiomodulazione.

L'azione simultanea di differenti sorgenti laser garantisce risultati straordinari lavorando a contatto con acqua, melanina ed emoglobina attraverso le migliori lunghezze d'onda selezionate da massimi esperti nel settore dentale.

3 MODALITÀ D'USO




Migliorarsi è difficile, ma ce l'abbiamo fatta. La nuova generazione supporta 3 modalità d'uso per affrontare facilmente ogni caso clinico. Nuovi o esperti utilizzatori hanno sempre la risposta giusta da Wiser: **ASSISTITA** indica passo dopo passo gli step da eseguire secondo il protocollo, **AVANZATA** – per ottenere il Massimo dal tuo laser; and la novità **UBE “Effetto”** partendo dall'effetto che si vuole ottenere.

MODO ASSISTITO

Come un esperto laser tutor, la modalità Laser Assisted Protocol ti guiderà attraverso gli step necessari per un perfetto trattamento, mostrandoti come muovere il raggio laser e ogni altra procedura

Informazioni chiave, tipo di tip da usare, intensità e durata del trattamento sono sempre visibili. Nulla può andare storto usando la modalità assistita, e i tuoi pazienti ti ringrazieranno.





MODO AVANZATO

La modalità Avanzato permetterà all'utilizzatore esperto di personalizzare i parametri a seconda della situazione e del paziente.

Puoi scegliere con quante lunghezze d'onda lavorare, con che intensità e con quanto impulso in base al trattamento. Modifica e salva i tuoi protocolli nella sezione preferita.


Non porti limiti, con Wiser il potere è nelle tue mani.

SISTEMA ABC

Le potenzialità di Wiser laser sono nelle tue mani, ma non preoccuparti, gli errori non sono inclusi nella dotazione.

Grazie al suo esclusivo Sistema ABC “Automatic Balance Calibration” sarai in grado di modificare i settaggi del protocollo senza alcun rischio: Wiser automaticamente bilancerà la combinazione delle lunghezze d’onda per poter operare in totale sicurezza.

Ricorda: La ricetta è la stessa cambiano solo dosi e i ingredienti.




UBE EFFETTO

La nuova modalità Effetto permette di gestire le funzioni di Wiser partendo dal risultato da raggiungere.

Una volta definito l'obiettivo, l'effetto desiderato può essere selezionato tra ablativo, decontaminante, fotochimico e termico: in questo modo a seconda del tessuto su cui intervenire avrai la miglior terapia possibile.




MY FAVOURITE GAMES




In questa sezione puoi trovare i nuovi trattamenti che hai personalizzato e salvato per utilizzi futuri. Gestisci le anagrafiche e lo storico dei tuoi pazienti senza perdere alcuna informazione.

Nella cartella Preferiti potrai inserire i trattamenti che effettui più spesso: la comodità di trovarli in un unico posto




TOP – TISSUE OPTIMIZED PULSING


Chirurgia al suo massimo grazie al sistema Wiser brevettato **TOP**



SURGY GRANUL



SURGY NORMAL



SURGY FIBROUS

Gli utenti possono scegliere la migliore energia di pulsazione e frequenza selezionando il tipo di tessuto da irradiare.
Il trattamento sarà minimamente invasivo e guarirà velocemente grazie alla corretta quantità di energia.

INFO CLINIC

Dubbi? Wiser è sempre pronto ad aiutarti

Al suo interno comprende un'enciclopedia medica da poter consultare a piacere, anche durante un trattamento

Ma siamo andati oltre: questa funzione è disponibile in **tutte le modalità**, basta premere «i» e lasciarsi guidare da Wiser.




FILO DIRETTO COL PAZIENTE

Con Wiser puoi controllare il profilo dei tuoi pazienti direttamente usando il display.

Non è pensato solo per inserire dettagli personali, ma per gestire totalmente il paziente: dai trattamenti effettuati alle note cliniche, passando dalla lista delle sedute programmate e i protocolli personali.

Wiser ha a cuore i tuoi pazienti.




IL TUO ALLEATO QUOTIDIANO


Usa i benefici del laser, prima e dopo ogni trattamento puoi effettuare una leggera terapia accessoria per rendere la seduta più piacevole per i tuoi pazienti.

Un veloce ciclo di anestesia e biostimolazione assicureranno trattamenti indolori e rapida guarigione oggi, domani, sempre.

Grazie ai risultati ottenuti, la fedeltà del tuo paziente aumenterà notevolmente.



METRICHE D'USO CLINICO



Grazie alle sue semplici statistiche, Wiser ti avvisa su come, quanto stai utilizzando la tua unità laser e su quali categorie cliniche. Attraverso questo strumento potrai capire come ottenere il miglior ritorno di investimento.

ACCESSORI

Con Wiser laser puoi inoltre estendere la gamma di servizi offerti a terapie complementari come quella anti-infiammatoria e alla dermatologia grazie una serie di accessori come i manipoli brevettati Flat Top® e il kit dermatologico Revive®.

Chiedi di più al tuo laser.

