

UNIVET

# DENTAL



QUICK CATALOGUE

# ECCELLENZA MADE IN ITALY

## 100% IN HOUSE DESIGN

In UNIVET, ricerchiamo da sempre innovazione ed eccellenza. Con una lunga tradizione di artigianato MADE IN ITALY, **siamo riconosciuti come leader a livello mondiale** nelle tecnologie ottiche per professionisti di diversi settori.

La nostra missione è migliorare la tua visione e il tuo comfort, offrendo soluzioni all'avanguardia che ottimizzano precisione ed ergonomia.



# ITA

## MISURE

56□16 - Regular Fitting Extended Fitting



## INGRANDIMENTO

| Magnification |  Galilean |  Prismatic |  Ergo Advanced |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0 X         | •                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                   |
| 2.5 X         | •                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                   |
| 3.0 X         | •                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                   |
| 3.5 X         | •                                                                                            | •                                                                                             | •                                                                                                 |
| 4.0 X         |                                                                                              | •                                                                                             |                                                                                                   |
| 4.5 X         |                                                                                              |                                                                                               | •                                                                                                 |
| 5.0 X         |                                                                                              | •                                                                                             |                                                                                                   |
| 5.7 X         |                                                                                              |                                                                                               | •                                                                                                 |

## COLORI

|  Frame |  Galilean |  Prismatic |  Ergo Advanced |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |           |            |                |
| ITA Endura Brown                                                                          |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                   |
|       |          |           |               |
| ITA Midnight Blue                                                                         |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                   |
|      |         |          |              |
| ITA Green Vespa                                                                           |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                   |
|      |         |          |              |
| ITA Black Edition                                                                         |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                   |

# ONE

## MISURE

55□14 - Regular Fitting



DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2023



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2018



DESIGN  
AWARD  
2017



reddot winner 2016



### INGRANDIMENTO

### COLORI

| Magnification | Galilean | Prismatic | Ergo Advanced |
|---------------|----------|-----------|---------------|
| 2.0 X         | •        |           |               |
| 2.5 X         | •        |           |               |
| 3.0 X         | •        |           |               |
| 3.5 X         | •        | •         | •             |
| 4.0 X         |          | •         |               |
| 4.5 X         |          |           | •             |
| 5.0 X         |          | •         |               |
| 5.7 X         |          |           | •             |



Frame



ONE Desert Sage



ONE Black Edition



Galilean



Prismatic



Ergo Advanced



# LOOK & COOL

## MISURE

Look 52□18 Cool 56□16 - Regular Fitting



### INGRANDIMENTO

### COLORI

| Magnification | Galilean | Prismatic | Ergo Advanced |
|---------------|----------|-----------|---------------|
| 2.0 X         | •        |           |               |
| 2.5 X         | •        |           |               |
| 3.0 X         | •        |           |               |
| 3.5 X         |          |           |               |
| 4.0 X         |          |           |               |
| 4.5 X         |          |           |               |
| 5.0 X         |          |           |               |
| 5.7 X         |          |           |               |



Frame



Look / Cool Ruby



Look / Cool Emerald



Galilean



Prismatic



Ergo Advanced



# ASH

## MISURE

55□17 53□17 - Regular Fitting



## INGRANDIMENTO

|               |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Magnification | Galilean                                                                          | Prismatic                                                                         | Ergo Advanced                                                                     |
| 2.0 X         | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| 2.5 X         | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| 3.0 X         | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| 3.5 X         | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 |
| 4.0 X         |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |
| 4.5 X         |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                 |
| 5.0 X         |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   |
| 5.7 X         |                                                                                   |                                                                                   | •                                                                                 |

## COLORI

|    |    |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Frame                                                                               | Galilean                                                                            | Prismatic                                                                           | Ergo Advanced                                                                        |
|    |    |    |    |
| ASH Dark Carbon Red                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | not available                                                                        |
|  |  |  |  |
| ASH Purple Carbon                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | not available                                                                        |
|  |  |  |  |
| ASH Grey Carbon                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |

# TECHNE

## SIZE

66□15 - Regular Fitting Extended Fitting



## MAGNIFICATION

|               |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Magnification | Galilean                                                                            | Prismatic                                                                           | Ergo Advanced                                                                       |
| 2.0 X         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 2.5 X         | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 3.0 X         | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 3.5 X         | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| 4.0 X         |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |
| 4.5 X         |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |
| 5.0 X         |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |
| 5.7 X         |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |

## COLOURS CHART

|    |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Frame                                                                                 | Galilean                                                                              | Prismatic                                                                             | Ergo Advanced                                                                         |
|    |    |    |    |
| TECHNE Black Green                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |
| TECHNE Midnight Blue                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |
| TECHNE White Green                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |
| TECHNE White Wisteria                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |



## Quick Loupes

Quick Loupes è il sistema ingrandente accessibile a tutti. Semplice da utilizzare con distanze interpupillari predefinite che si possono scegliere in relazione alle proprie esigenze.

### MISURE

66 □ 15 - Regular Fitting Extended Fitting



## Headgear

Progettato per eliminare i punti di pressione, garantire un miglior comfort e una visione ottimale grazie ai sistemi di microregolazione.

### MISURE

Adjustable Fitting



## Air-X

Le migliori lenti d'ingrandimento mai create con una lente protettiva indossabile su occhiali da vista. Lente rimovibile e sostituibile. Regolazione dell'ottica in altezza e inclinazione.

### MISURE

66 □ 15 - Regular Fitting



DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2021



reddot winner 2020



## CARATTERISTICHE

Conforme ai limiti di emissioni di luce blu  
Temperatura di colore: 5700 K  
Intensità luminosa: 38000 lux  
Durata della batteria: 140 min  
Peso faretto: 36 g

## FORMA DELLO SPOT

| Ø (cm) | lux   |
|--------|-------|
| 7,5    | 38000 |

## ACCESSORI INCLUSI

2 Batterie e Carica batterie doppio  
Adattatore magnetico universale  
Filtro composito UV 525 nm

## OPTIONAL

Adattatore magnetico custom (solo per TTL Loupes Univet)



CONTROLLO  
ASETTICO



CONTROLLO  
TOUCH



## PERFORMANCE ECCELLENTE

A complemento dei nostri Loupes, offriamo una gamma di illuminatori ad alte prestazioni. Questi potenti sistemi a LED forniscono un'illuminazione uniforme su tutto il campo visivo, garantendo la visibilità anche nelle condizioni più difficili.

# LYNX



## CARATTERISTICHE

Alexa voice control  
Conforme ai limiti di emissioni di luce blu  
Temperatura di colore: 5700 K  
Intensità luminosa: 38000 lux  
Durata della batteria alla luminosità massima: 18 h  
Peso faretto: 10,5 g

## FORMA DELLO SPOT

| Ø (cm) | lux   |
|--------|-------|
| 10.5   | 38000 |

## ACCESSORI INCLUSI

Adattatore magnetico universale  
Filtro composito UV 525 nm

## OPTIONAL

Carica batterie  
Adattatore magnetico custom (solo per TTL Loupes Univet)



CONTROLLO  
REMOTO



CRI 70

# LYNX PRO



## CARATTERISTICHE

Alexa voice control  
Conforme ai limiti di emissioni di luce blu  
Temperatura di colore: 5700 K  
Intensità luminosa: 50000 lux  
Durata della batteria alla luminosità massima: 9 h  
Peso faretto: 15 g

## FORMA DELLO SPOT

| Ø (cm) | lux   |
|--------|-------|
| 8.3    | 50000 |

## ACCESSORI INCLUSI

Adattatore magnetico universale  
Filtro composito UV 525 nm

## OPTIONAL

Carica batterie  
Adattatore magnetico custom (solo per TTL Loupes Univet)



CONTROLLO  
REMOTO



CRI 90



## CONTROLLO VOCALE ALEXA

Tramite l'integrazione con la tecnologia di Amazon Alexa, Lynx è controllabile da remoto con comando vocale, consentendoti di operare a mani libere in modo asettico.



## CONTROLLO VOCALE ALEXA

Tramite l'integrazione con la tecnologia di Amazon Alexa, Lynx Pro è controllabile da remoto con comando vocale, consentendoti di operare a mani libere in modo asettico.

# Scopri di più

[www.univetloupes.com](http://www.univetloupes.com)



 UNIVET



**4T QuattroTi srl**

Via Maestri del Lavoro, 120 - 21040 Cislago (VA)  
[info@quattroti.com](mailto:info@quattroti.com) - [www.quattroti.com](http://www.quattroti.com)  
tel. +39 02 9640 9029



**UNIVET LOUPES Spa**

Via Giovanni Prati, 87 - 25086 Rezzato (BS) Italy  
+39 030 2499411 [info@univetloupes.com](mailto:info@univetloupes.com)

cod. 2300407 Rev.04 - 10/2025

Tutte le specifiche e le descrizioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati. Testo, immagini e grafica sono soggetti a copyright e altre leggi di tutela. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere copiato, distribuito o modificato per scopi commerciali senza un'autorizzazione scritta da parte di Univet s.r.l.